

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/balon-polizera-4-oliwki-i-laczniak-luer-p-18.html>



## Balon Polizera - 4 oliwki i łącznik Luer

Cena brutto **98,00 zł**

Cena netto **90,74 zł**

### Opis produktu

## ☐☐ Balon Polizera z 4 Oliwkami i Łącznikiem Luer – Zestaw Laryngologiczny

### ☐☐ Opis produktu

Balon Polizera z kompletem 4 oliwek oraz łącznikiem Luer to specjalistyczny wyrób medyczny przeznaczony do zastosowań laryngologicznych i diagnostycznych. Ergonomiczna konstrukcja oraz kompatybilność z akcesoriami wspierają komfort pracy personelu medycznego.

#### Najważniejsze zalety:

- ☐☐ Przeznaczony do zastosowań laryngologicznych
- ☐☐ Wyposażony w praktyczny łącznik Luer
- ☐☐ Zestaw zawiera 4 oliwki w różnych rozmiarach: Ø13mm, Ø15mm, Ø17mm, Ø19 mm
- ☐☐ Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca użytkowanie
- ☐☐ Produkt przeznaczony do wielokrotnego użytku
- ☐☐ Łatwe utrzymanie higieny i dezynfekcji

### ☐☐ Opis produktu

Balon Polizera to specjalistyczny instrument medyczny wykorzystywany podczas procedur laryngologicznych związanych z przedmuchiwanym trąbki słuchowej oraz diagnostyką w obrębie ucha środkowego.

Zestaw wyposażono w 4 oliwki umożliwiające dopasowanie do różnych zastosowań klinicznych oraz praktyczny łącznik typu Luer wspierający kompatybilność z wybranymi akcesoriami medycznymi. Ergonomiczny balon zapewnia wygodną obsługę podczas wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych.

Produkt wykonano z materiałów przeznaczonych do zastosowań medycznych oraz użytkowania zgodnie z obowiązującymi standardami higienicznymi.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do profesjonalnego użytku medycznego.

### ⚙️ Specyfikacja techniczna

- ☐☐ Rodzaj produktu: Balon Polizera
- ☐☐ Zastosowanie: procedury laryngologiczne
- ☐☐ Typ złącza: Luer
- ☐☐ Ilość oliwek: 4 sztuki
- ☐☐ Produkt wielokrotnego użytku
- ☐☐ Możliwość dezynfekcji zgodnie z procedurami medycznymi
- ☐☐ Typ wyrobu: instrument diagnostyczno-zabiegowy

---

## ☐☐ Zastosowanie

Balon Polizera przeznaczony jest do profesjonalnych procedur laryngologicznych związanych z diagnostyką oraz wspomaganiami procedur w obrębie ucha środkowego i trąbki słuchowej.

Produkt znajduje zastosowanie w:

- ☐☐ Szpitalach
- ☐☐☐ Gabinetach laryngologicznych
- ☐☐ Placówkach diagnostycznych
- ☐☐ Gabinetach zabiegowych i specjalistycznych

---

## ☐☐ Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt posiada status wyrobu medycznego i powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi procedurami medycznymi.

### Ważne informacje:

- ⚠ Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego
- ⚠ Używać wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny
- ⚠ Produkt wymaga odpowiedniej dezynfekcji przed użyciem
- ⚠ Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny produktu i akcesoriów
- ⚠ Nie stosować produktu w przypadku uszkodzenia elementów zestawu

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

### ☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

### ☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

### ☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED

---

ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl