

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/dlutko-kostne-dlugosc-135cm-wybor-rozmiarow-8mm-10mm-12mm-p-22.html>



Dłutko kostne, długość 13.5cm - (wybór rozmiarów: 8mm, 10mm, 12mm)

Cena brutto **32,29 zł**

Cena netto **29,90 zł**

Opis produktu

Dłutko kostne, długość 13.5cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu oferujemy dłutko kostne 13.5cm, które wykonane jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Najważniejsze zalety

- ☐ Precyzyjne opracowywanie i modelowanie tkanki kostnej
- ☐☐ Wysokiej jakości stal chirurgiczna odporna na korozję
- ☐☐ Długość 13,5 cm zapewniająca wygodę i kontrolę pracy
- ☐☐ Wybór szerokości roboczej: 8 mm, 10 mm lub 12 mm
- ☐☐ Narzędzie wielokrotnego użytku - możliwość sterylizacji

☐☐ Opis produktu

Dłutko kostne o długości 13,5 cm to profesjonalne narzędzie chirurgiczne przeznaczone do pracy z tkanką kostną podczas zabiegów stomatologicznych, chirurgicznych i implantologicznych.

Odpowiednio wyprofilowana część robocza umożliwia precyzyjne opracowywanie, modelowanie oraz usuwanie fragmentów kości. Dostępność kilku szerokości ostrza pozwala dobrać odpowiedni wariant do rodzaju wykonywanego zabiegu oraz preferencji operatora.

Instrument wykonany został z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, zapewniającej trwałość, odporność na korozję oraz możliwość wielokrotnej sterylizacji. Ergonomiczna konstrukcja wspiera komfort i bezpieczeństwo pracy.

Dłutko kostne - [narzędzie chirurgiczne](#) z jednostronnie ściętym ostrzem, służące do przecinania kości.

⚙️ Specyfikacja techniczna

- ☐☐ Długość całkowita: 13,5 cm
- ☐☐ Dostępne rozmiary ostrza: 8 mm, 10 mm, 12 mm
- ☐☐ Materiał: stal chirurgiczna
- ☐☐ Typ: dłutko kostne
- ☐☐ Wielorazowego użytku: tak
- ☐☐ Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- ☐☐ Klasa wyrobu: wyrób medyczny

☐☐ Zastosowanie

Dłutko przeznaczone jest do zastosowań medycznych, w szczególności:

-
- □□ w chirurgii stomatologicznej i implantologii
 - □□ do opracowywania oraz modelowania tkanki kostnej
 - □□ w szpitalach, klinikach i gabinetach specjalistycznych
 - □□ do zabiegów wymagających wysokiej precyzji i kontroli

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny.

□□ Bezpieczeństwo i certyfikaty

- □□ Produkt spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- □ Oznakowanie CE (jeśli dotyczy – zgodnie z dokumentacją producenta)
- △ Wyrób medyczny – stosować zgodnie z instrukcją użytkowania
- △ Przed użyciem należy przeprowadzić mycie, dezynfekcję i sterylizację
- △ Nie stosować w przypadku uszkodzenia ostrza lub narzędzia
- △ Niewłaściwe użycie może prowadzić do urazów tkanek
- △ Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość dłutka: 10mm , 12mm , 8mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248

e-mail: monamed@monamed.pl