

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/dlutko-kostne-partsch-135cm-wybor-rozmiarow-2mm-3mm-4mm-5mm-p-25.html>



Dłutko kostne PARTSCH 13.5cm - (wybór rozmiarów: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm)

Cena brutto **26,89 zł**

Cena netto **24,90 zł**

Opis produktu

Dłutko kostne PARTSCH, długość 13.5cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu oferujemy dłutko kostne 13.5cm, które wykonane jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Najważniejsze zalety

- ☐ Precyzyjne opracowywanie i modelowanie tkanki kostnej
- ☐☐ Wysokiej jakości stal chirurgiczna odporna na korozję
- ☐☐ Długość 13,5 cm zapewniająca wygodę pracy
- ☐☐ Wybór szerokości ostrza: 2 mm, 3 mm, 4 mm lub 5 mm
- ☐☐ Narzędzie wielokrotnego użytku - możliwość sterylizacji

☐☐ Opis produktu

Dłutko kostne PARTSCH o długości 13,5 cm to specjalistyczne narzędzie chirurgiczne przeznaczone do pracy z tkanką kostną podczas zabiegów stomatologicznych, implantologicznych oraz chirurgicznych.

Instrument umożliwia precyzyjne opracowywanie, modelowanie oraz usuwanie fragmentów tkanki kostnej. Dzięki dostępności kilku rozmiarów ostrza możliwe jest dopasowanie narzędzia do rodzaju procedury i preferencji operatora.

Produkt wykonano z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, odpornej na korozję oraz przystosowanej do wielokrotnej dezynfekcji i sterylizacji. Ergonomiczna konstrukcja wspiera stabilność i komfort pracy.

Dłutko kostne - [narzędzie chirurgiczne](#) z jednostronnie ściętym ostrzem, służące do przecinania kości.

⚙️ Specyfikacja techniczna

- ☐☐ Długość całkowita: 13,5 cm
- ☐☐ Dostępne rozmiary ostrza: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
- ☐☐ Materiał: stal chirurgiczna
- ☐☐ Typ: dłutko kostne PARTSCH
- ☐☐ Wielorazowego użytku: tak
- ☐☐ Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- ☐☐ Klasa wyrobu: wyrób medyczny

☐☐ Zastosowanie

Dłutko przeznaczone jest do zastosowań medycznych, w szczególności:

- ☐☐ w chirurgii stomatologicznej i implantologii
- ☐☐ do opracowywania i modelowania tkanki kostnej

-
- w szpitalach, klinikach i gabinetach specjalistycznych
 - do precyzyjnych procedur wymagających kontroli i dokładności

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny.

Bezpieczeństwo i certyfikaty

- Produkt spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Oznakowanie CE (jeśli dotyczy – zgodnie z dokumentacją producenta)
- Wyrób medyczny – stosować zgodnie z instrukcją użytkowania
- Przed użyciem należy przeprowadzić mycie, dezynfekcję i sterylizację
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia ostrza lub narzędzia
- Niewłaściwe użycie może prowadzić do urazów tkanek
- Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość dłutka: 2mm , 3mm , 4mm , 5mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszus dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

