

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/hak-do-ran-kocher-220cm-tepy-wybor-rodzajow-1-zab-2-zeby-3-zeby-4-zeby-6-zebów-8-zebów-p-84.html>



Hak do ran KOCHER 22.0cm tępy - (wybór rodzajów: 1 ząb, 2 zęby, 3 zęby, 4 zęby, 6 zębów, 8 zębów)

Cena brutto	24,73 zł
Cena netto	22,90 zł

Opis produktu

Hak KOCHER 22.0cm, do ran, tępe zęby ☐☐

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu hak do ran KOCHER 22.0cm tępy, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Opis produktu

Hak do ran **KOCHER 22,0 cm - tępy**, to narzędzie chirurgiczne stosowane do silnego i stabilnego odciągania tkanek podczas zabiegów. Dzięki aż **tępym zębom** narzędzie zapewnia wyjątkowo pewne zakotwiczenie, jednocześnie minimalizując urazowość tkanek.

Długość **22 cm** sprawia, że hak doskonale sprawdza się w **głębokich polach operacyjnych**, a wyprofilowana rękojeść zapewnia pełną kontrolę, bezpieczeństwo i komfort pracy.

Wykonany z **wysokogatunkowej stali nierdzewnej medycznej**, odporny jest na korozję, uszkodzenia i częstą sterylizację.

☐ Najważniejsze cechy produktu

☐ **Długość:** 22,0 cm

◦ **Typ zębów:** Tępe - atraumatyczne

☐ **Materiał:** Stal nierdzewna medyczna

☐ **Konstrukcja:** Solidny, jednoczęściowy hak

☐ **Sterylizacja:** Autoklawowalny

☐ **Przeznaczenie:** Chirurgia ogólna, ortopedia, traumatologia

☐☐ Specyfikacja techniczna

Cecha Wartość

☐ **Długość:** 22,0 cm

◦ **Typ zębów:** Tępe

☐☐ **Materiał:** Stal nierdzewna medyczna

☐☐ **Sterylizacja:** Autoklaw

☐☐ **Zastosowanie:** Chirurgia, ortopedia, traumatologia

☐☐ Zastosowanie

- ✓ Odciąganie tkanek miękkich
- ✓ Głębokie pola operacyjne
- ✓ Stabilizacja tkanek podczas zabiegów
- ✓ Chirurgia ogólna i urazowa

☐☐ W sprzedaży posiadamy następujące rodzaje haków do ran KOCHER 22.0cm tępy z różną ilością zębów:

- 1 ząb
- 2 zęby,
- 3 zęby,
- 4 zęby,
- 6 zębów,
- 8 zębów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Liczba zębów: 1 ząb , 2 zęby , 3 zęby , 4 zęby , 6 zębów , 8 zębów

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street,Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl