

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszcze-laryngologiczne-cottle-walsham-dlugosc-230cm-p-184.html>



Kleszcze laryngologiczne COTTLE-WALSHAM, długość 23.0cm

Cena brutto **117,72 zł**

Cena netto **109,00 zł**

Opis produktu

Kleszcze laryngologiczne COTTLE-WALSHAM, długość 23.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszcze laryngologiczne COTTLE-WALSHAM, długość 23.0cm, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Najważniejsze zalety

Profesjonalne kleszcze laryngologiczne COTTLE-WALSHAM o długości 23 cm, zapewniające precyzyjne chwytanie i manipulację tkankami w trudno dostępnych obszarach.

☐☐ Opis produktu

Kleszcze laryngologiczne COTTLE-WALSHAM to specjalistyczne narzędzie medyczne stosowane w procedurach otolaryngologicznych. Smukła, wydłużona konstrukcja umożliwia pracę w wąskich przestrzeniach anatomicznych, zapewniając jednocześnie dobrą widoczność pola zabiegowego. Narzędzie zostało wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odpornej na korozję, co pozwala na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację. Ergonomiczny uchwyt zapewnia kontrolę i komfort pracy.

⚙️ Specyfikacja techniczna

- ☐☐ Długość: 23,0 cm
- ☐☐ Materiał: stal nierdzewna (chirurgiczna)
- ☐☐ Typ: kleszcze laryngologiczne COTTLE-WALSHAM
- ☐☐ Sterylizacja: dopuszczona (np. autoklaw)
- ☐☐ Konstrukcja: smukła, precyzyjna

☐☐ Zastosowanie

Kleszcze przeznaczone do zastosowań w laryngologii oraz chirurgii głowy i szyi. Używane do chwytania, usuwania oraz manipulowania tkankami w obrębie nosa, gardła i innych struktur anatomicznych.

⚠️ Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt posiada status wyrobu medycznego i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami.

- ✓ Klasyfikacja: wyrób medyczny
- ☐☐ Przeznaczenie: do użytku profesjonalnego
- ⚠️ Ostrzeżenie: stosować wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny
- ☐☐ Wymóg: przed każdym użyciem przeprowadzić dezynfekcję i/lub sterylizację
- ☐☐ Przeciwwskazania: nie stosować w sposób niezgodny z przeznaczeniem

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl