

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszcze-stomatologiczne-ekstrakcyjne-bertena-fig-22-do-ekstrakcji-dolnych-zebow-trzonowych-p-1159.html>



## Kleszcze stomatologiczne, ekstrakcyjne BERTENA fig. 22, do ekstrakcji dolnych zębów trzonowych

Cena brutto	<b>29,90 zł</b>
Cena netto	<b>27,69 zł</b>

### Opis produktu

## Kleszcze stomatologiczne, ekstrakcyjne BERTENA fig. 22, do ekstrakcji dolnych zębów trzonowych

### ☐☐ Najważniejsze zalety produktu

Kleszcze ekstrakcyjne BERTENA Fig.22 to profesjonalne narzędzie stomatologiczne przeznaczone do ekstrakcji dolnych zębów trzonowych. Odpowiednio wyprofilowana konstrukcja zapewnia pewny chwyt oraz precyzyjną kontrolę podczas wykonywania zabiegów stomatologicznych.

- ✓ Przeznaczone do ekstrakcji dolnych zębów trzonowych
- ✓ Ergonomiczna konstrukcja poprawia komfort pracy
- ✓ Precyzyjnie wyprofilowane końcówki zapewniają stabilny chwyt
- ✓ Solidne wykonanie do wielokrotnego użytku
- ✓ Produkt posiada status wyrobu medycznego

### ☐☐ Opis produktu

Kleszcze ekstrakcyjne BERTENA Fig.22 zostały zaprojektowane z myślą o profesjonalnych zabiegach stomatologicznych wymagających precyzji, trwałości oraz wygody użytkowania. Specjalnie wyprofilowane części robocze umożliwiają pewne uchwycenie dolnych zębów trzonowych podczas procedur ekstrakcyjnych.

Ergonomiczny uchwyt zwiększa kontrolę nad narzędziem i poprawia komfort pracy podczas zabiegów. Solidna konstrukcja pozwala na wielokrotne użytkowanie po odpowiednim oczyszczeniu, dezynfekcji i sterylizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi.

Produkt przeznaczony jest do profesjonalnego zastosowania w gabinetach stomatologicznych oraz placówkach medycznych.

### ☐☐ Specyfikacja techniczna

- ☐☐ Typ produktu: kleszcze ekstrakcyjne stomatologiczne
- ∞ Model: BERTENA Fig.22
- ☐☐ Przeznaczenie: dolne zęby trzonowe
- ☐☐ Konstrukcja: ergonomiczna i precyzyjna
- ☐☐ Możliwość dezynfekcji i sterylizacji: tak
- ♻ Wielokrotnego użytku: tak

- 
- Status: wyrób medyczny

## Zastosowanie

Kleszcze przeznaczone są do:

- Ekstrakcji dolnych zębów trzonowych
- Zabiegów stomatologicznych wymagających precyzyjnego chwytu
- Profesjonalnych procedur chirurgii stomatologicznej
- Użytku w gabinetach dentystycznych i placówkach medycznych

Produkt powinien być używany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny.

## Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt posiada status wyrobu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych.

△ Przed każdym użyciem produkt należy dokładnie oczyścić, zdezynfekować i wysterylizować.

△ Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

△ Nie używać produktu z uszkodzonymi lub odkształconymi częściami roboczymi.

△ Produkt przechowywać w suchym i czystym miejscu poza zasięgiem dzieci.

△ Wyrób przeznaczony do wielokrotnego użytku po odpowiedniej konserwacji i sterylizacji.

Produkt spełnia wymagania dotyczące wyrobów medycznych obowiązujących na rynku UE.

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

---

□ Wytwórca:  
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street,Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:  
F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl