

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/odgryzacz-kostny-echlin-dlugosc-230cm-p-430.html>



Odgryzacz kostny ECHLIN, długość 23.0cm

Cena brutto **137,16 zł**

Cena netto **127,00 zł**

Opis produktu

Odgryzacz kostny ECHLIN, długość 23.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu odgryzacz kostny ECHLIN 23.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Najważniejsze zalety

Profesjonalny odgryzacz kostny ECHLIN o długości 23 cm, zaprojektowany do precyzyjnego usuwania fragmentów tkanki kostnej. Solidna konstrukcja zapewnia skuteczność oraz kontrolę podczas zabiegów chirurgicznych.

☐☐ Opis produktu

Odgryzacz kostny ECHLIN to specjalistyczne narzędzie chirurgiczne stosowane w procedurach wymagających precyzyjnego usuwania lub modelowania tkanki kostnej. Ergonomiczna budowa oraz odpowiednio zaprojektowany mechanizm szczękowy umożliwiają pewny chwyt i kontrolowane działanie. Narzędzie wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odpornej na korozję, przystosowane do wielokrotnej dezynfekcji i sterylizacji. Konstrukcja zapewnia trwałość oraz niezawodność w warunkach medycznych.

⚙️ Specyfikacja techniczna

- ☐☐ Długość: 23,0 cm
- ☐☐ Materiał: stal nierdzewna (chirurgiczna)
- ☐☐ Typ: odgryzacz kostny ECHLIN
- ☐☐ Sterylizacja: dopuszczona (np. autoklaw)
- ☐☐ Konstrukcja: solidna, precyzyjna

☐☐ Zastosowanie

Odgryzacz przeznaczony do zastosowań chirurgicznych, w szczególności w ortopedii, chirurgii ogólnej oraz innych dziedzinach wymagających opracowywania tkanki kostnej. Używany do usuwania fragmentów kości oraz modelowania struktur kostnych.

⚠️ Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt posiada status wyrobu medycznego i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami.

- ✓ Klasyfikacja: wyrób medyczny
- ☐☐ Przeznaczenie: do użytku profesjonalnego
- ☐☐ Ostrzeżenie: stosować wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny
- ☐☐ Wymóg: przed każdym użyciem przeprowadzić dezynfekcję i/lub sterylizację
- ☐☐ Przeciwwskazania: nie stosować do materiałów innych niż tkanka kostna

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl