

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/petla-do-polipow-krause-p-458.html>



Pętla do polipów KRAUSE

Cena brutto **78,73 zł**

Cena netto **72,90 zł**

Opis produktu

Pętla do polipów KRAUSE

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pętle do polipów KRAUSE, które wykonane jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☑☑ Najważniejsze zalety

- ☑☑ Precyzyjne usuwanie polipów i zmian tkankowych
- ☑☑ Konstrukcja umożliwiająca kontrolowaną pracę
- ☑☑ Smukła forma do pracy w ograniczonym polu zabiegowym
- ☑☑ Wysokiej jakości stal nierdzewna odporna na korozję
- ☑☑ Możliwość wielokrotnej sterylizacji

☑☑ Opis produktu

Pętla do polipów typu Krause to specjalistyczne narzędzie medyczne stosowane w zabiegach laryngologicznych do usuwania polipów oraz innych zmian w obrębie jamy nosowej. Konstrukcja narzędzia pozwala na precyzyjne uchwycenie i kontrolowane usunięcie zmiany, co wspiera bezpieczeństwo i skuteczność procedury.

Instrument wykonany jest z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, zapewniającej trwałość oraz odporność na procesy dezynfekcji i sterylizacji. Ergonomiczny kształt umożliwia wygodną i stabilną pracę.

⚙️ Specyfikacja techniczna

- ☑☑ Typ: pętla do polipów Krause
- ☑☑ Materiał: stal nierdzewna
- ☑☑ Wielokrotnego użytku: tak (po odpowiedniej sterylizacji)

☑☑ Zastosowanie

- ☑☑ Usuwanie polipów w obrębie jamy nosowej
- ☑☑ Procedury laryngologiczne
- ☑☑ Zastosowanie w gabinetach specjalistycznych
- ☑☑ Precyzyjna praca w wąskim polu zabiegowym

⚠️ Bezpieczeństwo i certyfikaty

- ☑☑ Produkt stanowi wyrób medyczny zgodny z obowiązującymi przepisami UE
- ☑☑ Oznakowanie CE potwierdzające zgodność z normami
- ☑☑ Wymaga czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji przed użyciem

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

-
- ⚠ Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny
 - ⚠ Stosować ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia tkanek
 - ⚠ Przed użyciem sprawdzić stan techniczny narzędzia
 - ⚠ Nie używać w przypadku uszkodzenia
 - ⚠ Stosować zgodnie z przeznaczeniem i procedurami medycznymi

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl