
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pilnik-kostny-putti-dlugosc-270cm-p-463.html>



Pilnik kostny PUTTI, długość 27.0cm

Cena brutto	63,72 zł
-------------	-----------------

Cena netto	59,00 zł
------------	-----------------

Opis produktu

☐☐ PILNIK PUTTI 27.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pilnik PUTTI 27.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ **Narzędzie ortopedyczne do opracowywania kości**

☐☐ Pilnik kostny **PUTTI 27.0 cm** to wysokiej jakości narzędzie chirurgiczne wykorzystywane w ortopedii oraz chirurgii urazowej do opracowywania i wygładzania powierzchni kostnych. Solidna konstrukcja i precyzyjna powierzchnia robocza zapewniają skuteczność i komfort pracy w trakcie zabiegów.

☐ Najważniejsze cechy produktu

☐☐ **Długość całkowita:** 27,0 cm

☐☐ **Przeznaczenie:** opracowywanie kości

☐☐ **Materiał:** stal nierdzewna medyczna

☐☐ **Sterylizacja:** pełna możliwość autoklawowania

⚙ Precyzyjna powierzchnia pilnika zapewniająca efektywne modelowanie

☐☐ Ergonomiczny chwyt dający stabilność podczas pracy

☐☐ Wysoka odporność na korozję, uszkodzenia i zużycie

☐☐ Idealny do procedur ortopedycznych i urazowych

☐☐ Zastosowanie

Pilnik kostny PUTTI stosowany jest:

- ✓ w ortopedii
- ✓ w chirurgii urazowej
- ✓ w zabiegach rekonstrukcyjnych
- ✓ do wygładzania i modelowania struktur kostnych

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl