

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pinceta-anatomiczna-potts-smith-dlugosc-180cm-p-502.html>

## Pinceta anatomiczna POTTS-SMITH, długość 18.0cm



Cena brutto **11,77 zł**

Cena netto **10,90 zł**

### Opis produktu

## Pinceta anatomiczna POTTS-SMITH, długość 18.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pincetę POTTS-SMITH, długość 18.0cm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### ☐☐ Najważniejsze zalety

Precyzyjna pęseta anatomiczna POTTS-SMITH o długości 18 cm, łącząca wygodę użytkownika z wysoką jakością wykonania. Optymalna długość zapewnia dobrą kontrolę narzędzia zarówno w standardowych, jak i bardziej wymagających procedurach.

### ☐☐ Opis produktu

Pinceta anatomiczna POTTS-SMITH to profesjonalne narzędzie medyczne przeznaczone do chwytania materiałów opatrunkowych oraz pracy z delikatnymi strukturami. Smukła konstrukcja i odpowiednio wyprofilowane końcówki umożliwiają precyzyjne operowanie narzędziem. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odpornej na korozję, nadaje się do wielokrotnej dezynfekcji i sterylizacji. Konstrukcja zapewnia trwałość oraz komfort pracy.

### ⚙️ Specyfikacja techniczna

- ☐☐ Długość: 18,0 cm
- ☐☐ Materiał: stal nierdzewna (chirurgiczna)
- ☐☐ Typ: anatomiczna (bez ząbków)
- ☐☐ Sterylizacja: dopuszczona (np. autoklaw)
- ☐☐ Konstrukcja: smukła, precyzyjna

### ☐☐ Zastosowanie

Pęseta POTTS-SMITH znajduje zastosowanie w placówkach medycznych, gabinetach zabiegowych oraz laboratoriach. Przeznaczona do precyzyjnego chwytania materiałów opatrunkowych, gazików oraz innych drobnych elementów wymagających dokładności i kontroli.

### ⚠️ Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt posiada status wyrobu medycznego i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami.

- ✓ Klasyfikacja: wyrób medyczny
- ☐☐ Przeznaczenie: do użytku profesjonalnego lub zgodnie z instrukcją
- ⚠️ Ostrzeżenie: przed użyciem należy przeprowadzić odpowiednią dezynfekcję i/lub sterylizację
- ☐☐ Przeciwwskazania: nie stosować do celów innych niż medyczne lub zabiegowe

---

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl