

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/podwazka-alderdyce-disektor-dwustronny-210cm-p-523.html>



Podważka ALDERDYCE , disektor dwustronny 21.0cm

Cena brutto **19,33 zł**

Cena netto **17,90 zł**

Opis produktu

Podważka ALDERDYCE , disektor dwustronny 21.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu podważkę ALDERDYCE 21.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐ Najważniejsze zalety

Podważka ALDERDYCE to specjalistyczne narzędzie chirurgiczne umożliwiające precyzyjną separację tkanek oraz manipulację strukturami w trakcie zabiegów.

☐☐ Opis produktu

Podważka ALDERDYCE o długości 21 cm to narzędzie stosowane w chirurgii, w tym stomatologicznej, do podważania i oddzielania tkanek lub struktur anatomicznych. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, zapewnia trwałość, odporność na korozję oraz możliwość wielokrotnej sterylizacji. Odpowiednio wyprofilowana końcówka umożliwia precyzyjną pracę, a ergonomiczny uchwyt zwiększa komfort i kontrolę podczas zabiegu.

⚙️ Specyfikacja techniczna

- ☐☐ Długość całkowita: 21 cm
- ☐☐ Typ: podważka ALDERDYCE
- ☐☐ Materiał: stal nierdzewna medyczna
- ☐ Uchwyt: ergonomiczny, antypoślizgowy
- ☐☐ Wielokrotnego użytku: tak
- ☐☐ Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)

☐☐ Zastosowanie

Produkt przeznaczony do profesjonalnego użytku w medycynie:

- ☐☐ separacja i podważanie tkanek
- ☐☐ zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne
- ☐☐ manipulacja strukturami w polu operacyjnym

☐☐ Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt jest wyrobem medycznym przeznaczonym do stosowania przez wykwalifikowany personel medyczny.

- ☐☐ Klasyfikacja: wyrób medyczny zgodny z przepisami UE
- ☐ Oznakowanie CE (deklaracja zgodności producenta)
- ⚠ Przed użyciem wymagana sterylizacja
- ⚠ Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i procedurami medycznymi
- ⚠ Nie stosować w przypadku uszkodzenia narzędzia
- ⚠ Przeciwwskazania: stosowanie zgodnie z oceną kliniczną i wskazaniami lekarza

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl