

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/podwazka-cushing-dlugosc-170cm-szerokosc-6mm-p-525.html>



Podważka CUSHING, długość 17.0cm, szerokość 6mm

Cena brutto **18,25 zł**

Cena netto **16,90 zł**

Opis produktu

Podważka CUSHING długość 17.0cm, szerokość 6mm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu podważkę CUSHING 17.0cm, 6mm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☑☑ Najważniejsze zalety

- ☑☑ Wąska końcówka 6 mm umożliwiająca precyzyjną pracę
- ☑☑ Długość 17 cm zapewniająca komfort i kontrolę
- ☑☑ Solidna konstrukcja do delikatnego preparowania tkanek
- ☑☑ Wysokiej jakości stal nierdzewna odporna na korozję
- ☑☑ Przystosowana do wielokrotnej sterylizacji

☑☑ Opis produktu

Podważka chirurgiczna typu Cushing o długości 17 cm i szerokości roboczej 6 mm to specjalistyczne narzędzie medyczne przeznaczone do precyzyjnego oddzielania i preparowania tkanek. Smukła, wąska końcówka umożliwia pracę w ograniczonym polu operacyjnym, zapewniając wysoką kontrolę i dokładność.

Instrument wykonany jest z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, co gwarantuje trwałość oraz odporność na procesy dezynfekcji i sterylizacji. Ergonomiczny kształt sprzyja wygodnej i bezpiecznej pracy personelu medycznego.

⚙️ Specyfikacja techniczna

- ☑☑ Długość: 17,0 cm
- ☑☑ Szerokość końcówki: 6 mm
- ☑☑ Typ: podważka chirurgiczna Cushing
- ☑☑ Materiał: stal nierdzewna
- ☑☑ Wielokrotnego użytku: tak (po odpowiedniej sterylizacji)

☑☑ Zastosowanie

- ☑☑ Preparowanie i oddzielanie tkanek
- ☑☑ Zabiegi chirurgiczne wymagające precyzyjnej manipulacji
- ☑☑ Zastosowanie w chirurgii ogólnej i specjalistycznej
- ☑☑ Praca w trudno dostępnych obszarach operacyjnych

⚠️ Bezpieczeństwo i certyfikaty

- ☑☑ Produkt stanowi wyrób medyczny zgodny z obowiązującymi przepisami UE
- ☑☑ Oznakowanie CE potwierdzające zgodność z normami
- ☑☑ Wymaga czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji przed użyciem

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- ⚠ Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny
- ⚠ Stosować ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia tkanek
- ⚠ Przed użyciem sprawdzić stan techniczny narzędzia
- ⚠ Nie używać w przypadku uszkodzenia
- ⚠ Stosować zgodnie z przeznaczeniem i procedurami medycznymi

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl