

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/wziernik-uszny-toynbee-dla-doroslych-zestaw-4szt-fig-1-4-p-643.html>

Wziernik uszny TOYNBEE dla dorosłych zestaw 4szt, FIG. (1-4)



Cena brutto **25,81 zł**

Cena netto **23,90 zł**

Opis produktu

Wziernik uszny TOYNBEE dla dorosłych, zestaw 4szt.

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu wziernik uszny TOYNBEE dla dorosłych, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ **Najważniejsze zalety**

Zestaw 4 wzierników usznych TOYNBEE przeznaczonych dla dorosłych pacjentów. Wykonane z trwałej stali chirurgicznej, zapewniają precyzję badania oraz możliwość wielokrotnej dezynfekcji i sterylizacji.

☐☐ **Opis produktu**

Wziernik uszny TOYNBEE to specjalistyczne narzędzie medyczne stosowane w diagnostyce otolaryngologicznej. Umożliwia dokładne badanie przewodu słuchowego zewnętrznego oraz błony bębenkowej. Ergonomiczny kształt zapewnia wygodę użytkownika, a gładka powierzchnia minimalizuje ryzyko podrażnień. Produkt wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odpornej na korozję, przeznaczony do wielokrotnego użytku przy zachowaniu odpowiednich procedur higienicznych.

⚙️ **Specyfikacja techniczna**

- ☐☐ Ilość w zestawie: 4 sztuki
- ☐☐ Materiał: stal nierdzewna (chirurgiczna)
- ☐☐ Typ: wziernik uszny TOYNBEE dla dorosłych
- ☐☐ Sterylizacja: dopuszczona (np. autoklaw)
- ♻️ Użytkowanie: wielorazowe

☐☐ **Zastosowanie**

Wzierniki przeznaczone do badań otoskopowych w gabinetach lekarskich, klinikach oraz placówkach medycznych. Używane w diagnostyce schorzeń ucha oraz rutynowych badaniach laryngologicznych.

⚠️ **Bezpieczeństwo i certyfikaty**

Produkt posiada status wyrobu medycznego i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami.

- ✓ Klasyfikacja: wyrób medyczny
- ☐☐ Przeznaczenie: do użytku profesjonalnego
- ⚠️ Ostrzeżenie: stosować wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny
- ☐☐ Wymóg: przed każdym użyciem przeprowadzić dezynfekcję i/lub sterylizację
- ☐☐ Przeciwwskazania: nie stosować w przypadku uszkodzeń przewodu słuchowego bez odpowiedniej oceny medycznej

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl