

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszcze-stomatologiczne-ekstrakcyjne-bertena-fig-33-do-dolnych-korzeni-p-161.html>



## Kleszcze stomatologiczne, ekstrakcyjne BERTENA fig. 33, do dolnych korzeni

Cena brutto	<b>29,90 zł</b>
Cena netto	<b>27,69 zł</b>

### Opis produktu

## ☐☐ Kleszcze stomatologiczne, ekstrakcyjne BERTENA fig. 33, do dolnych korzeni

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu Kleszcze stomatologiczne, ekstrakcyjne BERTENA fig. 33, do dolnych korzeni, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### ☐☐ Opis produktu

Kleszcze stomatologiczne ekstrakcyjne typu BERTENA fig. 33 to specjalistyczne narzędzie przeznaczone do usuwania dolnych korzeni zębów. Ich konstrukcja umożliwia pewny chwyt nawet w trudnych warunkach zabiegowych, co zwiększa kontrolę podczas ekstrakcji.

Instrument wykonany jest z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, zapewniającej trwałość oraz odporność na wielokrotne procesy dezynfekcji i sterylizacji. Ergonomiczny uchwyt oraz odpowiednio wyprofilowane końcówki robocze wspierają precyzję oraz bezpieczeństwo użytkowania.

### ☐☐ Najważniejsze zalety

- ☐ Precyzyjna ekstrakcja dolnych korzeni zębów
- ☐☐ Wysokiej jakości stal chirurgiczna odporna na korozję
- ☐☐ Kształt dostosowany do pracy w obrębie korzeni
- ☐☐ Narzędzie wielokrotnego użytku - możliwość sterylizacji
- ☐☐ Przeznaczone do profesjonalnych zabiegów stomatologicznych

### ⚙️ Specyfikacja techniczna

- ☐☐ Przeznaczenie: dolne korzenie zębów
- ☐☐ Materiał: stal chirurgiczna
- ☐☐ Typ: kleszcze ekstrakcyjne BERTENA fig. 33
- ☐☐ Wielorazowego użytku: tak
- ☐☐ Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- ☐☐ Klasa wyrobu: wyrób medyczny

### ☐☐ Zastosowanie

Kleszcze przeznaczone są do zastosowań medycznych, w szczególności:

- ☐☐ do ekstrakcji dolnych korzeni zębów
- ☐☐ w chirurgii stomatologicznej

- 
- □□ podczas zabiegów usuwania pozostałości korzeni
  - □□ w gabinetach stomatologicznych i klinikach

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny.

---

## □□ Bezpieczeństwo i certyfikaty

- □□ Produkt spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- □ Oznakowanie CE
- △ Wyrób medyczny - stosować zgodnie z instrukcją użytkowania
- △ Przed użyciem należy przeprowadzić mycie, dezynfekcję i sterylizację
- △ Nie stosować w przypadku uszkodzenia narzędzia
- △ Niewłaściwe użycie może prowadzić do urazów tkanek lub powikłań zabiegowych
- △ Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

□ Wytwórca:  
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:  
F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl

