

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/cazki-szczypce-do-skorek-dlugosc-12cm-p-1156.html>

Cążki, szczypce do skórek, długość 12cm



Cena brutto **29,16 zł**

Cena netto **27,00 zł**

Opis produktu

⚙️ Cążki, szczypce do skórek, długość 12cm

Cążki, szczypce do skórek, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☑️ Najważniejsze zalety

Precyzyjne cążki do skórek o długości 12 cm, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Zapewniają dokładne i kontrolowane usuwanie skórek, gwarantując komfort oraz bezpieczeństwo pracy.

⌘ Opis produktu

Cążki do skórek to profesjonalne narzędzie przeznaczone do zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodny chwyt oraz stabilność podczas pracy. Ostre, precyzyjnie wyprofilowane krawędzie umożliwiają dokładne usuwanie skórek bez szarpania i uszkodzania płytki paznokcia. Produkt wykonany z odpornej na korozję stali nierdzewnej, przystosowany do wielokrotnej dezynfekcji i sterylizacji.

⚙️ Specyfikacja techniczna

- ☑️ Długość: 12 cm
- ☑️ Materiał: stal nierdzewna
- ⌘ Typ: cążki / szczypce do skórek
- ☑️ Sterylizacja: dopuszczona (np. autoklaw)
- ♻️ Użytkowanie: wielorazowe

☑️ Zastosowanie

Cążki przeznaczone do profesjonalnych zabiegów manicure oraz pedicure. Stosowane w gabinetach kosmetycznych, podologicznych oraz w użytku profesjonalnym do precyzyjnego usuwania skórek.

⚠️ Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt posiada status wyrobu medycznego i powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami.

- ✓ Klasyfikacja: wyrób medyczny
- ☑️ Przeznaczenie: do użytku profesjonalnego
- ⚠️ Ostrzeżenie: stosować wyłącznie na zdrową skórę, przez osoby przeszkolone lub profesjonalistów
- ☑️ Wymóg: przed i po użyciu przeprowadzić dezynfekcję i/lub sterylizację
- ☑️ Przeciwwskazania: nie stosować w przypadku stanów zapalnych lub uszkodzeń skóry

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl