

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/cisnieniomierz-zegarowy-big-ben-hs-60a-p-19.html>



Ciśnieniomierz zegarowy BIG-BEN HS-60A

Cena brutto **95,04 zł**

Cena netto **88,00 zł**

Opis produktu

Ciśnieniomierz zegarowy BIG-BEN HS-60A

Aparat z dużym kwadratowym zegarem w niebieskiej plastikowej obudowie, do postawienia na blacie albo powieszenia na ścianie, z pojemnikiem na akcesoria z tyłu. Regulowany kąt ustawienia zegara.

Wymiary tarczy: 145 x 145 mm.

Czarny, bawełniany makiet w standardowym rozmiarze z metalową klamrą, 2-wężykowa dętka oraz gruszka z PCV, metalowy zawór spustowy ze sprężyną.

Spiralny dren (1,8 m) z PCV.

Zestaw zawiera dodatkowo:
- instrukcję obsługi po polsku.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street,Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl