

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/cisnieniomierz-zegarowy-hs-201k-p-665.html>

Ciśnieniomierz zegarowy HS-201K



Cena brutto	55,08 zł
Cena netto	51,00 zł

Opis produktu

Ciśnieniomierz zegarowy krwi HS-201K

Ciśnieniomierz to podstawowe narzędzie pracy każdego lekarza.

Urządzenie, które służy do badania ciśnienia krwi pacjenta.

Badanie z użyciem ciśnieniomierza pozostaje nadal najtańszym, najszybszym i najbardziej powszechnym sposobem wstępnego rozpoznania wielu chorób.

Chociaż bywają miejsca i sytuacje, gdzie może stanowić jedyne dostępne lekarzowi wsparcie w stawianej diagnozie.

Dlatego tak bardzo ważne jest, aby ciśnieniomierz był łatwy w użyciu i wygodny podczas wykonywania badań,

a jednocześnie miał doskonałą jakość.

Specjalnie dla Ciebie oferujemy

Oryginalny zegarowy ciśnieniomierz krwi HS-201K

Wykonany z najwyższej jakości materiałów

Produkt Premium. Niezawodny. Najwyższej jakości.

Wybierany przez profesjonalistów z branży medycznej.

Naramienny zegarowy ciśnieniomierz sprawdzonej marki, która jest światowym producentem urządzeń medycznych. Pomiary wykonane przez ten ciśnieniomierz będą bardzo dokładne dlatego, warto polecić go wymagającym użytkownikom, którym zależy na wiarygodnym pomiarze. Wysoka jakość urządzenia została poddana kontroli i spełnia wszystkie wymogi europejskiej dyrektywy, dotyczącej urządzeń medycznych, dlatego może być używany w gabinetach lekarskich.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYKONANIA

- ciśnieniomierz przeznaczony dla lekarzy i ratowników, jak również dla zastosowań domowych,
- w kolorze czarnym,
- duży czytelny manometr w czarnej, plastikowej głowce, zintegrowany z metalowym zaworkiem spustowym oraz żebrowaną, czarną gruszką z PCV - średnica tarczy: 60 mm. Duża średnica tarczy gwarantuje dużą przejrzystość i znacznie ułatwia odczytywanie wskazań nawet osobom starszym,
- budowa manometru z odpornego plastiku, co dodatkowo zabezpiecza urządzenie przed szkodliwym działaniem korozji, zwiększa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne oraz zapewnia dużą trwałość manometru,
- Zawór spustowy posiada dwa tryby spuszczenia powietrza: szybki (przez naciśnięcie) i stopniowy, umożliwiający precyzyjne spuszczenie powietrza podczas pomiaru (przez jego odkręcanie). Obracana głowka umożliwia dostosowanie aparatu dla osób prawo lub lewo ręcznych.
- wytrzymała czarna gruszka lateksowa z metalowym mosiężnym chromowanym zaworem zwrotnym, z wbudowanym filtrem kurzu. Silikonowa obręcz na obudowie chroni manometr przed wstrząsem i zabezpiecza szybkę przed stłuczeniem.
- dzięki zintegrowaniu manometru z pompką, pomiar ciśnienia jest możliwy jedną ręką. Pomiary przeprowadzane za pomocą tego ciśnieniomierza, wykonane są z dokładnością zbliżoną do wyników, uzyskiwanych w badaniu

-
- specjalistycznym,
- czarny, bawełniany mankieta w standardowym rozmiarze z metalową klamrą oraz 1-wężkową dętką z PCV.
 - ładne czarne etui pasujące kolorystycznie do reszty zestawu.

Parametry techniczne:

- metoda pomiaru - korotkowa ze stetoskopem,
- zakres pomiaru - ciśnienie: $0 \div 300$ mmHg, puls: $30 \div 200$ bpm,
- dokładność pomiaru - ciśnienie: ± 3 mmHg,
- mankieta obwód ramienia: 23 - 37 cm,
- inflacja mankieta - manualna,
- wyświetlacz - zegarowy,
- warunki pracy - temperatura: $10 \div 40^{\circ}\text{C}$, wilgotność: $30 \div 85\%$,
- transport i przechowywanie - temperatura: $-40 \div 55^{\circ}\text{C}$, wilgotność: $10 \div 95\%$.

Zawartość zestawu:

- ciśnieniomierz,
- jeden uniwersalny mankieta,
- materiałowe etui,
- polska instrukcja obsługi,
- gwarancja,
- opakowanie.