

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/delikatne-nozyczki-operacyjne-chirurgiczne-115cm-wybor-figur-prosta-zagieta-lukowa-katowa-p-20.html>



Delikatne nożyczki operacyjne (chirurgiczne) 11.5cm - (wybór figur: prosta, zagięta, łukowa, kątowna)

Cena brutto	11,12 zł
Cena netto	10,30 zł

Opis produktu

Delikatne nożyczki operacyjne, długość 11.5cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu delikatne nożyczki operacyjne 11.5cm, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Delikatne nożyczki operacyjne o długości 11,5 cm zostały zaprojektowane z myślą o precyzyjnej pracy w gabinetach medycznych, stomatologicznych, weterynaryjnych oraz podczas zabiegów wymagających dokładności i kontroli cięcia.

- Precyzyjne ostrza zapewniają dokładne cięcie
- Dostępne różne figury: prosta, zagięta, łukowa, kątowna
- Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca pracę
- Wysokiej jakości stal chirurgiczna
- Możliwość sterylizacji i wielokrotnego użytku
- Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego zastosowania

Opis produktu

Delikatne nożyczki chirurgiczne o długości 11,5 cm to specjalistyczne narzędzie medyczne przeznaczone do precyzyjnego cięcia materiałów opatrunkowych, tkanek lub nici chirurgicznych – zgodnie z przeznaczeniem i kwalifikacjami użytkownika.

Produkt wykonano z wysokogatunkowej stali chirurgicznej odpornej na korozję oraz przystosowanej do standardowych procesów dezynfekcji i sterylizacji. Smukła konstrukcja oraz odpowiednio wyprofilowane ostrza umożliwiają komfortową i dokładną pracę nawet w trudno dostępnych miejscach.

Dostępne warianty figur pozwalają dobrać narzędzie do indywidualnych potrzeb użytkownika:

- prosta
- zagięta
- łukowa
- kątowna

Nożyczki przeznaczone są do profesjonalnego użytku przez personel medyczny lub osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Specyfikacja techniczna

- Typ produktu: delikatne nożyczki operacyjne / chirurgiczne
- Długość całkowita: 11,5 cm
- Materiał: stal chirurgiczna nierdzewna
- Rodzaje figur: prosta, zagięta, łukowa, kątowna
- Przeznaczenie: zastosowania medyczne i specjalistyczne

-
- Możliwość sterylizacji: tak
 - Wielokrotnego użytku: tak
 - Status produktu: wyrób medyczny

Zastosowanie

Nożyczki znajdują zastosowanie w:

- gabinetach chirurgicznych
- placówkach medycznych i zabiegowych
- stomatologii
- weterynarii
- pracach wymagających precyzyjnego cięcia materiałów medycznych

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi procedurami medycznymi.

Bezpieczeństwo i certyfikaty

- Produkt posiada status wyrobu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania lub etykietą produktu
- Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego
- Narzędzie powinno być sterylizowane przed każdym użyciem zgodnie z obowiązującymi procedurami
- Nie używać produktu uszkodzonego lub z widocznymi oznakami zużycia

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: kątowe , proste , zagięte , łukowe

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan

e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl