

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/delikatne-nozyczki-operacyjne-dlugosc-14cm-p-21.html>



## Delikatne nożyczki operacyjne, długość 14cm

Cena brutto **12,42 zł**

Cena netto **11,50 zł**

### Opis produktu

## ✂ Delikatne nożyczki operacyjne 14cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu delikatne nożyczki operacyjne, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### ☐☐ Opis produktu

Delikatne nożyczki operacyjne **14 cm**, to profesjonalny instrument chirurgiczny przeznaczony do precyzyjnych cięć tkanek miękkich podczas zabiegów operacyjnych, preparacyjnych i ambulatoryjnych.

Zagięty profil umożliwia łatwiejsze manewrowanie oraz dostęp do trudno dostępnych obszarów operacyjnych. Wykonane z najwyższej jakości **stali nierdzewnej chirurgicznej**, gwarantują trwałość, stabilność i pełną odporność na sterylizację.

### ☐ Cechy produktu

☐☐ Cecha                      ☐☐ Wartość

☐☐ **Długość:** 14 cm

↪ **Profil:** Zagięte lub proste

☐☐ **Materiał:** Stal nierdzewna chirurgiczna

✂ **Rodzaj:** Delikatne nożyczki operacyjne

♻ **Sterylizacja:** Autoklaw / metody chemiczne

### ☐☐ Najważniejsze zalety

- ✂ **Precyzyjne ostrza do delikatnych cięć**
- ↪ **Zagięta konstrukcja** - idealna do trudno dostępnych miejsc
- ☐☐ **Stal nierdzewna chirurgiczna** - wysoka trwałość i odporność na korozję
- ☐☐ **Optymalna długość 14 cm** - komfort pracy i pełna kontrola
- ♻ **Wielokrotna sterylizacja** - w pełni kompatybilne z autoklawem

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj:** proste , zagięte

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl