

---

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/dluto-kostne-stille-zlobowe-dlugosc-200cm-wybor-rozmiarow-10mm-15mm-20mm-25mm-p-28.html>



## Dłuto kostne STILLE żłobowe, długość 20.0cm - (wybór rozmiarów: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm)

Cena brutto	<b>42,12 zł</b>
Cena netto	<b>39,00 zł</b>

### Opis produktu

## ☐☐☐☐ DŁUTO KOSTNE STILLE ŻŁOBOWE, długość 20CM

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu dłuto kostne żłobowe STILLE 20.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### ☐☐ Opis produktu

Dłuto kostne **Stille żłobowe** to wysokiej jakości narzędzie chirurgiczne zaprojektowane do **precyzyjnego żłobienia oraz opracowywania tkanki kostnej**. Dzięki odpowiednio wyprofilowanemu ostrzu umożliwia delikatną, ale skuteczną pracę w obszarach wymagających dużej dokładności.

---

### ☐☐ Parametry techniczne

- ☐☐ **Długość całkowita:** 20 cm
- ☐☐ **Szerokość ostrza:** 10mm, 15mm, 20mm, 25mm
- ☐☐ **Rodzaj:** dłuto kostne żłobowe (Stille)
- ☐☐ **Materiał:** stal nierdzewna najwyższej jakości
- ☐☐ **Przeznaczenie:** zabiegi chirurgiczne i ortopedyczne

---

### ☐ Najważniejsze cechy

- ☐☐ Żłobowa konstrukcja ułatwiająca precyzyjne prowadzenie narzędzia
- ☐☐ Wytrzymała stal nierdzewna odporna na uszkodzenia
- ☐☐ Przystosowane do sterylizacji w autoklawie
- ☐☐ Ergonomiczny kształt zapewniający pewny chwyt i stabilność
- ☐☐ Narzędzie wielorazowego użytku

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Szerokość dłuta:** 10mm , 15mm , 20mm , 25mm

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl