

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/drut-do-cerklarzu-drut-do-wiazania-odlamkow-kostnych-dlugosc-10m-wybor-wielkosci-srednicy-p-31.html>



## Drut do cerklarzu, drut do wiązania odłamków kostnych, długość 10m - wybór wielkości średnicy

Cena brutto	<b>28,08 zł</b>
Cena netto	<b>26,00 zł</b>

### Opis produktu

## Drut do cerklarzu, drut do wiązania odłamków kostnych, długość 10m

### Opis produktu

Drut do cerklarzu to specjalistyczny wyrób medyczny przeznaczony do wiązania odłamków kostnych podczas procedur ortopedycznych i chirurgicznych. Odpowiednia elastyczność oraz wysoka jakość wykonania wspierają precyzję pracy podczas zabiegów.

Druty cerklage wykonane są z **wysokiej jakości stali implantologicznej 1.4441**, co zapewnia wytrzymałość, elastyczność, odporność na korozję i pełną biokompatybilność. **Dostępne w zwojach 10 m** od renomowanej firmy **MK Medical GmbH**, co umożliwia dopasowanie długości drutu do rodzaju złamania i wymiarów kości.

#### Najważniejsze zalety:

- Przeznaczony do wiązania odłamków kostnych
- Wysokiej jakości materiał medyczny
- Długość 10 m umożliwia wszechstronne zastosowanie
- Produkt przeznaczony do profesjonalnych zastosowań medycznych
- Możliwość stosowania zgodnie z procedurami chirurgicznymi

### Opis produktu






Drut do cerklarzu stosowany jest podczas specjalistycznych procedur ortopedycznych i chirurgicznych wymagających stabilizacji oraz wiązania odłamków kostnych. Produkt charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną i elastycznością, co wspiera precyzyjne dopasowanie podczas wykonywania procedur medycznych.

Drut umożliwia dokładną pracę w wymagających zastosowaniach chirurgicznych. Długość 10 metrów zapewnia wygodne użytkowanie w warunkach szpitalnych i zabiegowych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do profesjonalnego użytkowania przez wykwalifikowany personel medyczny.

### Specyfikacja techniczna









- Rodzaj produktu: drut do cerklarzu
- Długość: 10 m
- Średnica drutu: Ø0,2 mm, Ø0,3 mm, Ø0,4 mm, Ø0,5 mm, Ø0,6 mm, Ø0,7 mm, Ø0,8 mm, Ø0,9 mm, Ø1,0 mm, Ø1,2 mm, Ø1,5 mm, Ø1,8 mm, Ø2,0 mm,
- Materiał: medyczny materiał chirurgiczny

- 
-   Zastosowanie: wiązanie odłamków kostnych
  -   Przeznaczenie: chirurgia i ortopedia
  -  Produkt do profesjonalnych zastosowań medycznych

## Zastosowanie

Drut do cerklarzu przeznaczony jest do zastosowań ortopedycznych i chirurgicznych związanych ze stabilizacją oraz wiązaniem odłamków kostnych podczas procedur zabiegowych.






Produkt znajduje zastosowanie w:

-   Szpitalach
-   Oddziałach ortopedycznych
-   Blokach operacyjnych
-   Placówkach chirurgicznych i specjalistycznych

## Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt posiada status wyrobu medycznego i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi procedurami medycznymi.

Ważne informacje:

-  Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego
-  Używać wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny
-  Stosować zgodnie z procedurami chirurgicznymi i zasadami aseptyki
-  Nie używać produktu z uszkodzonym lub naruszonym opakowaniem
-  Produkt stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica drutu:** Ø0.2mm , Ø0.3mm , Ø0.4mm , Ø0.5mm , Ø0.6mm , Ø0.7mm , Ø0.8mm , Ø0.9mm , Ø1.0mm , Ø1.2mm , Ø1.5mm , Ø1.8mm , Ø2.0mm