

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/drut-kirschnera-z-obustronnym-trokarem-150mm-wybor-srednicy-drutu-p-32.html>

## Drut KIRSCHNERA z obustronnym trokarem 150mm - wybór średnicy drutu



Cena brutto **49,68 zł**

Cena netto **46,00 zł**

### Opis produktu

## Drut KIRSCHNERA z obustronnym trokarem o długości 15cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu KIRSCHNERA z obustronnym trokarem o długości 15cm,

**Drut Kirschnera** - cienki i sztywny drut używany do stabilizacji odłamów kostnych.

Wybór średnicy drutu: Ø0.8, Ø1.0, Ø1.2, Ø1.4, Ø1.5, Ø1.6, Ø1.8, Ø2.0, Ø2.2, Ø2.5, Ø2.8, Ø3.0mm Drut Kirschnera z obustronnym trokarem 150mm, opakowanie 10szt.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Średnica drutu:** Ø0.8mm , Ø1.0mm , Ø1.2mm , Ø1.4mm , Ø1.5mm , Ø1.6mm , Ø1.8mm , Ø2.0mm , Ø2.2mm , Ø2.5mm , Ø2.8mm , Ø3.0mm