

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/druty-kirschnera-z-obustronnym-trokarem-310mm-opakowanie-10szt-p-33.html>



Druty KIRSCHNERA z obustronnym trokarem 310mm - opakowanie 10szt

Cena brutto **74,52 zł**

Cena netto **69,00 zł**

Opis produktu

Druty KIRSCHNERA z obustronnym trokarem o długości 31cm

Opis produktu

Drut KIRSCHNERA z obustronnym trokarem o długości 31 cm i średnicy $\varnothing 1,0$ mm to specjalistyczny wyrób medyczny przeznaczony do zastosowań ortopedycznych oraz chirurgicznych wymagających precyzyjnej stabilizacji kostnej. **Drut Kirschnera** - cienki i sztywny drut używany do stabilizacji odłamów kostnych.

Najważniejsze zalety:

- Obustronny trokar ułatwiający precyzyjne prowadzenie drutu
- Wysokiej jakości materiał medyczny
- Długość 31 cm do zastosowań ortopedycznych
- Opakowanie zawierające 10 sztuk
- Produkt przeznaczony do profesjonalnego użytku medycznego

Opis produktu

Drut KIRSCHNERA z obustronnym trokarem jest specjalistycznym instrumentem medycznym stosowanym w ortopedii i chirurgii urazowej do stabilizacji fragmentów kostnych oraz wspomaganie procedur zabiegowych wymagających precyzyjnego mocowania.

Zastosowanie obustronnego trokara umożliwia wygodniejsze prowadzenie drutu podczas procedur chirurgicznych. Odpowiednia sztywność oraz parametry techniczne wspierają stabilność i kontrolę podczas użytkowania.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do profesjonalnego stosowania przez wykwalifikowany personel medyczny zgodnie z obowiązującymi procedurami chirurgicznymi i ortopedycznymi.

Specyfikacja techniczna

- Rodzaj produktu: Drut KIRSCHNERA
- Stal implantologiczna: **1.4441**
- Długość: 31 cm
- Średnica drutu: $\varnothing 0.8$ mm, $\varnothing 1.0$ mm, $\varnothing 1.2$ mm, $\varnothing 1.4$ mm, $\varnothing 1.5$ mm, $\varnothing 1.6$ mm, $\varnothing 1.8$ mm, $\varnothing 2.0$ mm, $\varnothing 2.2$ mm, $\varnothing 2.5$ mm, $\varnothing 2.8$ mm, $\varnothing 3.0$ mm
- Typ końcówki: obustronny trokar
- Ilość w opakowaniu: 10 sztuk
- Zastosowanie: ortopedia i chirurgia urazowa
- Przeznaczenie: stabilizacja kostna

Zastosowanie

Druty KIRSCHNERA przeznaczone są do profesjonalnych procedur ortopedycznych i chirurgicznych związanych ze stabilizacją fragmentów kostnych oraz czasowym mocowaniem struktur kostnych podczas zabiegów.

Produkt znajduje zastosowanie w:

- Szpitalach
- Oddziałach ortopedycznych
- Blokach operacyjnych
- Placówkach chirurgii urazowej i specjalistycznej

Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt posiada status wyrobu medycznego i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi procedurami medycznymi.

Ważne informacje:

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego
- Używać wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny
- Stosować zgodnie z zasadami aseptyki i procedurami chirurgicznymi
- Nie używać produktu z uszkodzonym lub naruszonym opakowaniem
- Produkt stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica drutu: Ø0.8mm , Ø1.0mm , Ø1.2mm , Ø1.4mm , Ø1.5mm , Ø1.6mm , Ø1.8mm , Ø2.0mm , Ø2.2mm , Ø2.5mm , Ø2.8mm , Ø3.0mm