
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/dzwignia-korzeniowa-bein-zaokraglona-koncowka-wybor-rozmiarow-2mm-3mm-4mm-5mm-p-43.html>



Dźwignia korzeniowa BEIN zaokrąglona końcówka - (wybór rozmiarów: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm)

Cena brutto	15,12 zł
Cena netto	14,00 zł

Opis produktu

☐☐ Dźwignia korzeniowa BEIN, zaokrąglona końcówka

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu dźwignię korzeniową BEIN, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Posiadamy w sprzedaży dostępne szerokości końcówek:

- **Fig.1, 2mm**
- **Fig.2, 3mm,**
- **Fig.3, 4mm.**

☐☐ Opis produktu

Dźwignia korzeniowa **BEIN** została zaprojektowana z myślą o maksymalnej precyzji i bezpieczeństwie podczas zabiegów ekstrakcyjnych. Jej **zaokrąglona końcówka** minimalizuje ryzyko uszkodzenia ścian zębodołu, a smukła konstrukcja pozwala na skuteczne podważanie korzeni nawet w bardzo ciasnych przestrzeniach.

Wykonana z wysokiej jakości **stali nierdzewnej medycznej**, gwarantuje długotrwałą eksploatację, odporność na korozję oraz pełną zgodność z procedurami sterylizacji.

☐ Najważniejsze cechy produktu

☐ **Kształt końcówki:** Zaokrąglona - atraumatyczna

☐☐ **Materiał:** Stal nierdzewna medyczna

☐ **Uchwyt:** Antypoślizgowy, ergonomiczny

☐☐ **Sterylizacja:** Autoklawowalna

☐☐ **Trwałość:** Wysoka odporność na korozję

☐☐ **Zastosowanie:** Chirurgia stomatologiczna / Ekstrakcje

Specyfikacja techniczna

Cecha	Wartość
Kształt końcówki:	Zaokrąglona
Materiał:	Stal nierdzewna medyczna
Uchwyt:	Ergonomiczny, antypoślizgowy
Sterylizacja:	Autoklaw
Zastosowanie:	Ekstrakcje, chirurgia stomatologiczna

Zastosowanie

- ✓ Podważanie korzeni zębów
- ✓ Usuwanie pozostałości w zębodole
- ✓ Praca w trudno dostępnych miejscach
- ✓ Procedury chirurgiczne i stomatologiczne

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość końcówki: 2mm , 3mm , 4mm , 5mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street,Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl