
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/dzwignia-korzeniowa-berten-p-45.html>



Dźwignia korzeniowa BERTEN

Cena brutto **18,25 zł**

Cena netto **16,90 zł**

Opis produktu

☐☐ Dźwignia korzeniowa BERTEN

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu dźwignię korzeniową BERTEN, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych

☐☐ Opis produktu

Dźwignia korzeniowa **BERTEN** to precyzyjne narzędzie stworzone z myślą o bezpiecznym i skutecznym podważaniu oraz usuwaniu korzeni zębów. Ergonomiczna rękojeść zapewnia pewny chwyt, natomiast odpowiednio wyprofilowana końcówka umożliwia **kontrolowane, atraumatyczne ruchy**, minimalizując ryzyko uszkodzenia otaczających tkanek.

Wysokiej jakości **stal nierdzewna medyczna** zapewnia trwałość, odporność na korozję oraz możliwość wielokrotnego procesu sterylizacji w autoklawie.

☐ Najważniejsze cechy produktu

- ☐☐ **Konstrukcja:** Precyzyjnie profilowana końcówka
- ☐☐ **Materiał:** Stal nierdzewna medyczna
- ☐ **Uchwyt:** Antypoślizgowy, ergonomicznie wyprofilowany
- ☐☐ **Sterylizacja:** Autoklawowalna
- ☐☐ **Wytrzymałość:** Odporna na korozję i intensywne użytkowanie
- ☐☐ **Przeznaczenie:** Stomatologia / Chirurgia stomatologiczna

☐☐ Specyfikacja techniczna

Cecha	Wartość
☐☐ Typ narzędzia:	Dźwignia korzeniowa
☐☐ Materiał:	Stal nierdzewna medyczna

☐ **Uchwyt:** Antypoślizgowy, ergonomiczny

☐ **Sterylizacja:** Autoklaw

☐ **Zastosowanie:** Chirurgia stomatologiczna

☐☐ Zastosowanie

- ✓ Podważanie korzeni zębów
- ✓ Usuwanie pozostałości w zębodole
- ✓ Atraumatyczna praca w stomatologii
- ✓ Zabiegi chirurgiczne i ekstrakcyjne

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo

tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl