

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/dzwignia-korzeniowa-wybor-figur-lewa-lub-prawa-p-51.html>



## Dźwignia korzeniowa- wybór figur (lewa lub prawa)

Cena brutto **20,41 zł**

Cena netto **18,90 zł**

### Opis produktu

## Dźwignia korzeniowa - wybór figur (lewa lub prawa)

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu dźwignię korzeniową, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### ☑☑ Najważniejsze zalety

- ☑ Skuteczne usuwanie korzeni i fragmentów zębów
- ☑☑ Wysokiej jakości stal chirurgiczna odporna na korozję
- ↔ Możliwość wyboru figury: lewa lub prawa
- ☑☑ Ergonomiczny kształt zapewniający kontrolę pracy
- ☑☑ Narzędzie wielokrotnego użytku - możliwość sterylizacji

### ☑☑ Opis produktu

Dźwignia korzeniowa to profesjonalne narzędzie stomatologiczne przeznaczone do ekstrakcji korzeni oraz usuwania pozostałości zębów podczas zabiegów chirurgicznych i stomatologicznych.

Specjalnie wyprofilowana końcówka robocza umożliwi skuteczną pracę w trudno dostępnych miejscach oraz wspiera atraumatyczne przeprowadzanie zabiegów. Instrument dostępny jest w wersji lewej lub prawej, co pozwala na dopasowanie narzędzia do techniki pracy operatora.

Produkt wykonany został z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, odpornej na korozję oraz przystosowanej do wielokrotnej dezynfekcji i sterylizacji.

### ⚙️ Specyfikacja techniczna

- ☑☑ Materiał: stal chirurgiczna
- ↔ Warianty: figura lewa lub prawa
- ☑☑ Typ: dźwignia korzeniowa
- ☑☑ Wielorazowego użytku: tak
- ☑☑ Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- ☑☑ Klasa wyrobu: wyrób medyczny

### ☑☑ Zastosowanie

Dźwignia przeznaczona jest do zastosowań medycznych, w szczególności:

- ☑☑ do usuwania korzeni i fragmentów zębów
- ☑☑ w chirurgii stomatologicznej i zabiegach ekstrakcyjnych
- ☑☑ w gabinetach stomatologicznych i klinikach chirurgicznych
- ☑☑ do precyzyjnych procedur wymagających kontroli i stabilności

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny.

---

## ☐☐ Bezpieczeństwo i certyfikaty

- ☐☐ Produkt spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- ☐ Oznakowanie CE
- ⚠ Wyrób medyczny – stosować zgodnie z instrukcją użytkowania
- ⚠ Przed użyciem należy przeprowadzić mycie, dezynfekcję i sterylizację
- ⚠ Nie stosować w przypadku uszkodzenia końcówki roboczej
- ⚠ Niewłaściwe użycie może prowadzić do urazów tkanek lub uszkodzenia zębów
- ⚠ Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj figury:** Fig. 1 , Fig. 2

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl