

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/dzwignia-weterynaryjna-luxator-do-siekaczy-dlugosc-190cm-p-42.html>



Dźwignia weterynaryjna LUXATOR do siekaczy, długość 19.0cm

Cena brutto **27,18 zł**

Cena netto **22,10 zł**

Opis produktu

Dźwignia weterynaryjna LUXATOR do siekaczy, długość 19.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu dźwignię - LUXATOR do siekaczy 19.0cm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Dźwignia weterynaryjna LUXATOR do siekaczy o długości 19,0 cm to specjalistyczne narzędzie przeznaczone do profesjonalnych zabiegów stomatologicznych i chirurgicznych w weterynarii. Odpowiednio wyprofilowana końcówka wspiera precyzyjne operowanie w obrębie zębów siecznych, zapewniając wygodę i kontrolę podczas pracy.

Najważniejsze zalety:

- Precyzyjna końcówka przeznaczona do pracy przy siekaczach
- Ergonomiczna konstrukcja poprawiająca komfort użytkownika
- Wysokiej jakości stal chirurgiczna odporna na korozję
- Możliwość sterylizacji i wielokrotnego użytku
- Produkt przeznaczony do profesjonalnego zastosowania weterynaryjnego

Opis produktu

Dźwignia weterynaryjna typu LUXATOR została zaprojektowana do zabiegów stomatologicznych wykonywanych w gabinetach i klinikach weterynaryjnych. Narzędzie wspomaga oddzielanie więzadeł ożębnej oraz atraumatyczne usuwanie zębów siecznych u zwierząt.

Dzięki długości 19,0 cm instrument zapewnia odpowiednią precyzję i wygodę pracy nawet podczas wymagających procedur chirurgicznych. Solidne wykonanie ze stali chirurgicznej umożliwi wielokrotne użytkowanie oraz standardową sterylizację.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego przez lekarzy weterynarii oraz wykwalifikowany personel medyczny.

Specyfikacja techniczna

- Typ narzędzia: dźwignia weterynaryjna LUXATOR
- Przeznaczenie: zęby sieczne
- Długość całkowita: 19,0 cm
- Materiał: stal chirurgiczna nierdzewna
- Możliwość sterylizacji: tak
- Rodzaj produktu: wielokrotnego użytku
- Zastosowanie: weterynaria / stomatologia weterynaryjna

☐☐ Zastosowanie

Produkt przeznaczony jest do profesjonalnych zabiegów stomatologicznych u zwierząt, w szczególności do:

- ☐☐ luzowania zębów siecznych
- ☐☐ oddzielania więzadeł ozębnej
- ☐☐ wspomaganie atraumatycznej ekstrakcji zębów
- ☐☐ zastosowania w gabinetach i klinikach weterynaryjnych

☐☐ Bezpieczeństwo i certyfikaty

- ☐ Produkt posiada status wyrobu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych
- ☐ Przeznaczony do profesjonalnego zastosowania weterynaryjnego
- ☐ Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem oraz procedurami medycznymi

Ważne informacje:

- ⚠ Produkt powinien być używany wyłącznie przez wykwalifikowany personel
- ⚠ Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego oraz właściwą sterylizację
- ⚠ Nie używać uszkodzonego narzędzia
- ⚠ Produkt nie jest przeznaczony do użytku domowego

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248

e-mail: monamed@monamed.pl