

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/haczyk-kastracyjny-jednostronny-dlugosc-160cm-p-60.html>



Haczyk kastracyjny jednostronny, długość 16.0cm

Cena brutto **26,97 zł**

Cena netto **21,93 zł**

Opis produktu

Haczyk kastracyjny jednostronny 16.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu haczyk kastracyjny jednostronny 20.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Profesjonalny **haczyk kastracyjny jednostronny 16.0 cm** to wysokiej jakości narzędzie chirurgiczne stosowane podczas **zabiegów weterynaryjnych i chirurgicznych**. Został zaprojektowany do **precyzyjnego chwytania i manipulowania tkankami**, najczęściej podczas zabiegów kastracyjnych u zwierząt.

Wykonany ze **stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję i działanie środków dezynfekcyjnych, zapewnia **trwałość oraz możliwość wielokrotnej sterylizacji**.

Specyfikacja techniczna

Cecha

Opis

Długość całkowita: 16.0 cm

Rodzaj: Jednostronny

Materiał: Stal nierdzewna chirurgiczna

Sterylizacja: Tak - autoklaw / środki chemiczne

Zastosowanie: Chirurgia weterynaryjna, zabiegi kastracyjne

Stan: Nowy

Najważniejsze cechy produktu

Cechy

Opis

Stal nierdzewna chirurgiczna: Odporna na korozję i środki dezynfekcyjne

Jednostronny haczyk: Umożliwia precyzyjne chwytanie tkanek

-
- **Ergonomiczny uchwyt:** Pewny i wygodny chwyt podczas zabiegu
 - ♻️ **Sterylizowalny:** Do autoklawowania i dezynfekcji chemicznej
 - **Zastosowanie weterynaryjne:** Idealny do zabiegów kastracyjnych i chirurgicznych

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl