

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/haczyk-lyzeczka-uszna-gross-dlugosc-120cm-p-57.html>



Haczyk-łyżeczka uszna GROSS, długość 12.0cm

Cena brutto **17,17 zł**

Cena netto **15,90 zł**

Opis produktu

☐☐ Haczyk-łyżeczka uszna GROSS 12.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu haczyk-łyżeczka uszna GROSS 12.0cm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Opis produktu

Haczyk-łyżeczka uszna **GROSS 12,0 cm** to profesjonalne narzędzie stosowane w otolaryngologii do delikatnego usuwania woskowiny, ciał obcych oraz do pracy w zewnętrznym przewodzie słuchowym.

Dzięki **dwustronnej konstrukcji** narzędzie jest wyjątkowo praktyczne:

☐☐ **Łyżeczka** umożliwia bezpieczne usuwanie zalegającej woskowiny.

☐☐ **Haczyk** pozwala na delikatne zaczepianie i wyciąganie drobnych elementów.

Wykonanie ze **stali nierdzewnej medycznej** gwarantuje trwałość, odporność na korozję oraz możliwość wielokrotnej sterylizacji. Gładkie wykończenie zapewnia atraumatyczne działanie i wysoki komfort pracy.

☐ Najważniejsze cechy produktu

☐☐ **Długość:** 12,0 cm

☐☐ **Końcówki:** Haczyk + łyżeczka (dwustronne narzędzie)

☐☐ **Materiał:** Stal nierdzewna medyczna

☐☐ **Konstrukcja:** Lekka, precyzyjna

☐☐ **Sterylizacja:** Autoklawowalne

☐☐ **Zastosowanie:** Laryngologia / Otoskopia / Gabinety zabiegowe

☐☐ Specyfikacja techniczna

Cecha

Wartość

-
- ☐☐ **Długość:** 12,0 cm
- ☐☐ **Końcówki:** Haczyk + łyżeczka
- ☐☐ **Materiał:** Stal nierdzewna medyczna
- ☐☐ **Sterylizacja:** Autoklaw
- ☐☐ **Zastosowanie:** Laryngologia, gabinety zabiegowe
-

☐☐ Zastosowanie

- ✓ Usuwanie woskowiny
- ✓ Delikatne manipulacje w przewodzie słuchowym
- ✓ Praca w laryngologii i gabinetach rodzinnych
- ✓ Badania otoskopowe

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl