

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/hak-farabeuf-zestaw-2-sztuki-wybor-rozmiarow-12cm-15cm-p-78.html>



Hak FARABEUF, zestaw 2 sztuki - (wybór rozmiarów: 12cm, 15cm)

Cena brutto **21,49 zł**

Cena netto **19,90 zł**

Opis produktu

Hak FARABEUF, zestaw 2 sztuki

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu hak FARABEUF, zestaw 2 sztuki; który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzie medyczne do zabiegów chirurgicznych

Hak chirurgiczny Farabeuf to ręczne narzędzie chirurgiczne wygięte w literę C. Przyrząd znajduje zastosowanie w zabiegach, aby podtrzymać oraz odseparować skóry od pola operacyjnego. Narzędzie zakończony jest gładkimi i tępymi łopatkami. Produkt wielokrotnego użytku.

Hak Farabeufa to rodzaj haka chirurgicznego używanego przy preparowaniu powłok, głównie tkanki podskórnej i mięśni.

Haki **FARABEUF** to klasyczne, solidne retraktory chirurgiczne wykorzystywane do atraumatycznego odciągania tkanek podczas różnego rodzaju procedur. Wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, gwarantują trwałość, stabilność oraz bezpieczeństwo pracy.

Najważniejsze cechy produktu

Długość: 12cm, 15cm

Zawartość: zestaw 2 sztuki

Materiał: stal nierdzewna odporna na korozję

Możliwość sterylizacji w autoklawie

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Precyzyjne wykończenie krawędzi – komfortowa i bezpieczna manipulacja

Przeznaczone do użytku profesjonalnego w warunkach medycznych

Zastosowanie

Haki FARABEUF idealnie sprawdzają się w:

- ✓ chirurgii ogólnej
- ✓ zabiegach ambulatoryjnych
- ✓ procedurach wymagających odciągania tkanek

✓ salach zabiegowych i operacyjnych

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość haka: 12cm , 15cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl