

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/hak-goelet-190cm-40mmx40mm-i-30mmx30mm-retraktor-chirurgiczny-p-80.html>



## Hak GOELET 19.0cm, 40mmx40mm i 30mmx30mm, retraktor chirurgiczny

Cena brutto

**26,89 zł**

Cena netto

**24,90 zł**

### Opis produktu

## Hak GOELET 19.0cm, 40mmx40mm i 30mmx30mm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu hak GOELET 19.0cm, 40mmx40mm i 30mmx30mm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### OPIS PRODUKTU

Hak chirurgiczny **Goelet 19,0 cm** to wysokiej jakości **wyrób medyczny** stosowany do delikatnego odsuwania tkanek w trakcie zabiegów operacyjnych. Wyposażony w **dwie różne szerokości robocze - 40mmx40 mm oraz 30mmx30 mm**, umożliwia dopasowanie narzędzia do bieżących potrzeb personelu medycznego.

Wykonany ze **stali nierdzewnej**, odpornej na korozję oraz przeznaczonej do wielokrotnej sterylizacji.

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- **Długość całkowita: 19,0 cm**
- **Dwustronny** - końcówki 40mmx40 mm oraz 30mmx30 mm
- **Stal nierdzewna** wysokiej jakości
- Gładkie, ergonomiczne wykończenie
- Przystosowany do **wielokrotnej sterylizacji**
- Dedykowany dla **personelu medycznego**

### ZASTOSOWANIE

- procedury zabiegowe wymagające odsuwania tkanek
- zabiegi chirurgiczne
- wyposażenie bloków operacyjnych i gabinetów medycznych

(Produkt przeznaczony do użytku przez wykwalifikowany personel.)

### ZALETY PRODUKTU

- ✓ wysoka trwałość
- ✓ precyzyjne wykonanie
- ✓ dwa rozmiary końcówek w jednym narzędziu
- ✓ wygodny w uchwycie i użytkowaniu

---

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl