

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/hak-kocher-do-ran-srednio-ostry-dlugosc-220cm-wybor-rodzajow-1-zab-2-zeby-3-zeby-4-zeby-6-zebów-8-zebów-p-83.html>



## Hak KOCHER, do ran, średnio-ostry, długość 22.0cm - (wybór rodzajów: 1 ząb, 2 zęby, 3 zęby, 4 zęby, 6 zębów, 8 zębów)

Cena brutto **24,73 zł**

Cena netto **22,90 zł**

### Opis produktu

## Hak KOCHER 22.0cm, do ran, średnio-ostry

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu hak do ran KOCHER 22.0cm średnio-ostry, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

W sprzedaży posiadamy następujące rodzaje haków do ran KOCHER 22.0cm średnio-ostry:

- 1 ząb
- 2 zęby,
- 3 zęby,
- 4 zęby,
- 6 zębów,
- 8 zębów.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Liczba zębów:** 1 ząb , 2 zęby , 3 zęby , 4 zęby , 6 zębów , 8 zębów

### Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.

- 
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
  9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
  10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: [info@weldoninstruments.com](mailto:info@weldoninstruments.com)

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: [info@cmcmedicaldevices.com](mailto:info@cmcmedicaldevices.com)

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: [monamed@monamed.pl](mailto:monamed@monamed.pl)