
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/iglotrzymacz-brown-130cm-imadlo-chirurgiczne-p-102.html>



Igłotrzymacz BROWN 13.0cm, imadło chirurgiczne

Cena brutto	13,93 zł
Cena netto	12,90 zł

Opis produktu

Igłotrzymacz BROWN 13.0cm

Igłotrzymacz BROWN to bardzo wszechstronny instrument. Służy do przytrzymywania igieł podczas zabiegów chirurgicznych lub szycia. Posiada ząbkowane szczęki, które umożliwiają wygodne i mocne trzymanie. Ten igłotrzymacz może być częścią wyposażenia apteczki pierwszej pomocy.

Igłotrzymacz BROWN cechy charakterystyczne:

- rozmiar: 13cm
- zacisk z 3 stopniową funkcją blokowania
- ergonomiczna budowa
- wielokrotnego użytku, przeznaczony do sterylizacji

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Mogą Państwo także zakupić inne imadła chirurgiczne: [BROWN](#), [MAYO-HEGAR](#), [BROWN](#), [DERF](#), [COLLIER](#), [OLSEN-HEGAR](#), GILES, [CRILE-WOOD](#), [CRILE](#), [METZENBAUM](#), [MASS-GENERAL-HOSPITAL](#), [NEIVERT](#), [WANGENSTEEN](#), [BROWN](#).