

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/iglotrzymacz-finocchietto-270-cm-zagiety-imadlo-chirurgiczne-p-109.html>



## Igłotrzymacz FINOCCHIETTO 27.0 cm, zagięty, imadło chirurgiczne

Cena brutto **29,05 zł**

Cena netto **26,90 zł**

### Opis produktu

## Igłotrzymacz FINOCCHIETTO 27cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu igłotrzymacz FINOCCHIETTO 19cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Opis produktu

Igłotrzymacz **FINOCCHIETTO 27,0 cm** to wysokiej jakości **narzędzie chirurgiczne** przeznaczone do precyzyjnego chwytania oraz prowadzenia igły podczas szycia tkanek. Konstrukcja zapewnia pewny chwyt, stabilność i komfort pracy nawet w wymagających warunkach zabiegowych.

### Najważniejsze cechy

- **Długość: 27,0 cm** - idealny rozmiar do pracy w głębszych polach operacyjnych
- **Wytrzymała stal nierdzewna** - odporna na korozję i wielokrotne procesy sterylizacji
- **Ergonomiczna konstrukcja** - pewny uchwyt i wysoka precyzja pracy
- **Mechanizm zaciskowy (imadło)** - stabilne utrzymanie igły bez ryzyka jej przesuwania
- **Sterylizacja w autoklawie** - pełna zgodność ze standardami medycznymi
- **Przeznaczenie: zabiegi chirurgiczne, ogólne i specjalistyczne**

### Zastosowanie

- Chirurgia ogólna
- Chirurgia naczyniowa
- Chirurgia plastyczna
- Chirurgia klatki piersiowej
- Procedury ambulatoryjne

### Status produktu

- ✓ **Wyrób medyczny**
- ✓ Spełnia standardy jakości wymagane w placówkach medycznych

---

✓ Produkt fabrycznie nowy

Mogą Państwo także zakupić inne imadła chirurgiczne: [FINOCHIETTO](#), [MAYO-HEGAR](#), [BROWN](#), [DERF](#), [FINOCHIETTO](#), [OLSEN-HEGAR](#), [GILES](#), [FINOCHIETTO](#), [CRILE](#), [METZENBAUM](#), [MASS-GENERAL-HOSPITAL](#), [NEIVERT](#), [WANGENSTEEN](#), [FINOCHIETTO](#).

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

□ Wytwórca:  
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: [info@weldoninstruments.com](mailto:info@weldoninstruments.com)

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: [info@cmcmmedicaldevices.com](mailto:info@cmcmmedicaldevices.com)

□ Importer i dystrybutor:  
F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: [monamed@monamed.pl](mailto:monamed@monamed.pl)