

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/iglotrzymacz-finocchietto-dlugosc-270-cm-zagiety-imadlo-chirurgiczne-p-109.html>



Igłotrzymacz FINOCCHIETTO, długość 27.0 cm, zagięty, imadło chirurgiczne

Cena brutto **29,05 zł**

Cena netto **26,90 zł**

Opis produktu

Igłotrzymacz FINOCCHIETTO 27cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu igłotrzymacz FINOCCHIETTO 19cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Igłotrzymacz **FINOCCHIETTO 27,0 cm** to wysokiej jakości **narzędzie chirurgiczne** przeznaczone do precyzyjnego chwytania oraz prowadzenia igły podczas szycia tkanek. Konstrukcja zapewnia pewny chwyt, stabilność i komfort pracy nawet w wymagających warunkach zabiegowych.

Najważniejsze cechy

- **Długość: 27,0 cm** - idealny rozmiar do pracy w głębszych polach operacyjnych
- **Wytrzymała stal nierdzewna** - odporna na korozję i wielokrotne procesy sterylizacji
- **Ergonomiczna konstrukcja** - pewny uchwyt i wysoka precyzja pracy
- **Mechanizm zaciskowy (imadło)** - stabilne utrzymanie igły bez ryzyka jej przesuwania
- **Sterylizacja w autoklawie** - pełna zgodność ze standardami medycznymi
- **Przeznaczenie: zabiegi chirurgiczne, ogólne i specjalistyczne**

Zastosowanie

- Chirurgia ogólna
- Chirurgia naczyniowa
- Chirurgia plastyczna
- Chirurgia klatki piersiowej
- Procedury ambulatoryjne

Status produktu

- ✓ **Wyrób medyczny**
- ✓ Spełnia standardy jakości wymagane w placówkach medycznych

✓ Produkt fabrycznie nowy

Mogą Państwo także zakupić inne imadła chirurgiczne: [FINOCHIETTO](#), [MAYO-HEGAR](#), [BROWN](#), [DERF](#), [FINOCHIETTO](#), [OLSEN-HEGAR](#), [GILES](#), [FINOCHIETTO](#), [CRILE](#), [METZENBAUM](#), [MASS-GENERAL-HOSPITAL](#), [NEIVERT](#), [WANGENSTEEN](#), [FINOCHIETTO](#).

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl