
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/iglotrzymacz-gillies-z-nozyczkami-160cm-imadlo-chirurgiczne-p-110.html>



Igłotrzymacz GILLIES z nożyczkami 16.0cm, imadło chirurgiczne

Cena brutto	20,41 zł
Cena netto	18,90 zł

Opis produktu

Igłotrzymacz GILLES 19cm

Igłotrzymacz GILLIES to połączenie dwóch instrumentów. Stosowany do przytrzymywania igieł i nacinania delikatnych tkanek podczas zabiegów chirurgicznych. Funkcja „dwa w jednym” sprawia, że jest wszechstronny i nadaje się do szerokiej gamy operacji.

Igłotrzymacz GILLIES cechy charakterystyczne:

- rozmiar: 16cm
- wzór zakrzywiony
- wielokrotnego użytku, przeznaczony do sterylizacji

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Mogą Państwo także zakupić inne imadła chirurgiczne: [GILLES](#), [MAYO-HEGAR](#), [BROWN](#), [DERE](#), [GILLES](#), [OLSEN-HEGAR](#), [GILES](#), [GILLES](#), [CRILE](#), [METZENBAUM](#), [MASS-GENERAL-HOSPITAL](#), [NEIVERT](#), [WANGENSTEEN](#), [GILLES](#).