

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/iglotrzymacz-mathieu-tc-z-wkladka-utwardzana-weglikiem-wolframu-wybor-rozmiarow-14cm-17cm-p-115.html>



Igłotrzymacz MATHIEU, TC - z wkładką utwardzaną węglikiem wolframu - (wybór rozmiarów: 14cm, 17cm)

Cena brutto **96,12 zł**

Cena netto **89,00 zł**

Opis produktu

Igłotrzymacz MATHIEU, TC - z wkładką utwardzaną węglikiem wolframu;

rozmiar 14cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu igłotrzymacz MATHIEU, TC - z wkładką utwardzaną węglikiem wolframu, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Igłotrzymacz chirurgiczny **Mathieu** 14 cm prosty TC gold z wkładką utwardzaną węglikiem wolframu. Imadło chirurgiczne służy do uchwytu igieł chirurgicznych i wykonywania szycia chirurgicznego tkanek pacjenta.

Narzędzie składa się z dziobów z poprzecznymi nacięciami, ramion sprężynujących, zamka zatrzaskowego oraz uchwytu z połączonymi rączkami. Powierzchnie szczęk posiadają wkładkę z węgla spiekanego. Jest to najbardziej trwały materiał narzędziowy, który zapewnia wysoką jakość instrumentu. **Igłotrzymacz chirurgiczny** przeznaczony do wielokrotnego użytku i sterylizacji.

Igłotrzymacz Mathieu TC

- typ imadło chirurgiczne
- długość 14cm, 17cm
- stal chirurgiczna

Zalety igłotrzymacza chirurgicznego Mathieu

- posiada utwardzenie z węgla spiekanego
- wysoka jakość wykonania
- stal nierdzewna wysokiej gęstości

Igłotrzymacz posiada solidną konstrukcję. Narzędzie chirurgiczne jest wygodne w użyciu, posiada prosty mechanizm mocowania. Został wyposażony w sprężynę do otwierania imadła. Jest ergonomiczny i precyzyjny, posiada antypoślizgową strukturę rękojeści. Może spełniać swoją rolę także jako *igłotrzymacz weterynaryjny*. W sklepie są dostępne także inne rodzaje igłotrzymaczy chirurgicznych: z końcówkami prostymi, zagiętymi, także z zamkiem lub bez zamka i o innej budowie. Narzędzie chirurgiczne dla wykwalifikowanej osoby. Przed użyciem powinno zostać wysterylizowane.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 14.0cm , 17.0cm