

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/iglotrzymacz-mayo-hegar-wybor-rozmiarow-13cm-14cm-16cm-18cm-20cm-24cm-imadlo-chirurgiczne-p-116.html>



Igłotrzymacz MAYO-HEGAR - (wybór rozmiarów: 13cm, 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 24cm), imadło chirurgiczne

Cena brutto	12,42 zł
Cena netto	11,50 zł

Opis produktu

Igłotrzymacz MAYO-HEGAR, imadło chirurgiczne

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu igłotrzymacz MAYO-HEGAR 24.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Igłotrzymacz Mayo-Hegar, cechy charakterystyczne:

- **dostępny w różnych rozmiarach: 13,14,16,18,20,24cm**
- **zacisk z 3 stopniową funkcją blokowania**
- **wielokrotnego użytku, przeznaczony do sterylizacji**

Opis produktu

Igłotrzymacz (imadło) **MAYO-HEGAR**, to jedno z najczęściej używanych narzędzi chirurgicznych służących do pewnego chwytania i prowadzenia igieł podczas szycia tkanek. Dzięki swojej masywnej konstrukcji oraz antypoślizgowym powierzchniom trzymającym zapewnia stabilność, kontrolę i bezpieczeństwo pracy.

Igłotrzymacz Mayo-Hegar znany również „sterownik igły”, działa jako hemostat. Chirurgzy i lekarze używają go do trzymania igły do szycia do zamykania ran podczas zabiegów chirurgicznych lub szycia. Imadło chirurgiczne Mayo-Hegar składa się z uchwytu, przegubu i szczęk. Posiada mechanizm zaciskowy, który blokuje igłę w miejscu. W ten sposób umożliwia lekarzowi manewrowanie ręką przez tkanki. Aby uzyskać pewny chwyt igły, szczęki są teksturowane, co zwiększa przyłożoną siłę zgodnie z zasadą dźwigni.

Wykonany ze **stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję, wielokrotne procesy sterylizacji oraz intensywne użytkowanie.

Specyfikacja techniczna

Cecha

Opis

Materiał: Stal nierdzewna chirurgiczna

Sterylizacja: Autoklaw / dezynfekcja chemiczna

Typ narzędzia: Igłotrzymacz MAYO-HEGAR

Konstrukcja: Stabilna, ergonomiczna, antypoślizgowa

☐☐ Najważniejsze cechy

☐ Zaleta

☐☐ Opis

☐☐ **Wytrzymała stal chirurgiczna:** Odporność na rdzę i uszkodzenia

☐☐ **Długość 24 cm:** Idealny rozmiar do większości procedur

☐☐ **Pewny chwyt igły:** Precyzyjna kontrola podczas szycia

☁ **Sterylizowalny:** W autoklawie lub chemicznie

☐☐ **Ergonomiczny kształt:** Komfort nawet przy długich zabiegach

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Mogą Państwo także zakupić inne imadła chirurgiczne: [MAYO-HEGAR](#), [MAYO-HEGAR](#), [BROWN](#), [DERF](#), [COLLIER](#), [OLSEN-HEGAR](#), [GILES](#), [CRILE-WOOD](#), [CRILE](#), [METZENBAUM](#), [MASS-GENERAL-HOSPITAL](#), [NEIVERT](#), [WANGENSTEEN](#), [MAYO-HEGAR](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 14.0cm , 16.0cm , 18.0cm , 20.0cm , 24.0cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl