

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/iglotrzymacz-mayo-hegar-wybor-rozmiarow-13cm-14cm-16cm-18cm-20cm-24cm-imadlo-chirurgiczne-p-116.html>



Igłotrzymacz MAYO-HEGAR - (wybór rozmiarów: 13cm, 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 24cm), imadło chirurgiczne

Cena brutto	12,42 zł
Cena netto	11,50 zł

Opis produktu

Igłotrzymacz MAYO-HEGAR

Igłotrzymacz Mayo-Hegar znany również „sterownik igły”, działa jako hemostat. Chirurdzy i lekarze używają go do trzymania igły do szycia do zamykania ran podczas zabiegów chirurgicznych lub szycia. Imadło chirurgiczne Mayo-Hegar składa się z uchwytu, przegubu i szczęk. Posiada mechanizm zaciskowy, który blokuje igłę w miejscu. W ten sposób umożliwia lekarzowi manewrowanie ręką przez tkanki. Aby uzyskać pewny chwyt igły, szczęki są teksturowane, co zwiększa przyłożoną siłę zgodnie z zasadą dźwigni.

Igłotrzymacz Mayo-Hegar cechy charakterystyczne:

- dostępny w różnych rozmiarach: 13,14,16,18,20,24cm
- zacisk z 3 stopniową funkcją blokowania
- wielokrotnego użytku, przeznaczony do sterylizacji

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Mogą Państwo także zakupić inne imadła chirurgiczne: [MAYO-HEGAR](#), [MAYO-HEGAR](#), [BROWN](#), [DERF](#), [COLLIER](#), [OLSEN-HEGAR](#), [GILES](#), [CRILE-WOOD](#), [CRILE](#), [METZENBAUM](#), [MASS-GENERAL-HOSPITAL](#), [NEIVERT](#), [WANGENSTEEN](#), [MAYO-HEGAR](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 14.0cm , 16.0cm , 18.0cm , 20.0cm , 24.0cm