
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/iglotrzymacz-olsen-hegar-165cm-z-nozyczkami-tc-z-wkladka-utwardzana-weglikiem-wolframu-p-121.html>



Igłotrzymacz OLSEN-HEGAR 16.5cm z nożyczkami, TC - z wkładką utwardzaną węglikiem wolframu

Cena brutto	118,80 zł
Cena netto	110,00 zł

Opis produktu

Igłotrzymacz OLSEN-HEGAR 16.5cm z nożyczkami, TC - z wkładką utwardzaną węglikiem wolframu

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu igłotrzymacz OLSEN-HEGAR - z wkładką utwardzaną węglikiem wolframu, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Igłotrzymacz, imadło chirurgiczne służy do trzymania i wodzenia igły chirurgicznej podczas zszywania tkanek. Igłotrzymacz OLSEN-HEGAR zwany imadłem do chwytania i prowadzenia igły w trakcie szycia zabiegowego. Imadło jest wykorzystywane przez chirurga nie tylko do trzymania igły w trakcie zakładania szwów, ale również do wiązania końcówek nici chirurgicznych na narzędziu. Idealnie nadaje się do szwów, czyli sposobu zaopatrywania ran, wymagających częstego przekładania. Stosowany m.in. w: chirurgii ogólnej i stomatologicznej, weterynarii. Część chwytana igłotrzymacza posiada wstawioną twardą wkładkę z węgla spiekanego, co znacznie wydłuża żywotność narzędzia.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.