

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszcze-do-ciecia-kosci-odcinacz-kostny-stille-liston-270cm-z-przekladnia-dzwigniowa-p-427.html>



Kleszcze do cięcia kości, odcinacz kostny STILLE-LISTON 27.0cm z przekładnią dźwigniową

Cena brutto	187,92 zł
Cena netto	174,00 zł

Opis produktu

ODCINACZ KOSTNY STILLE-LISTON 27cm, z przekładnią dźwigniową

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu odcinacz kostny STILLE-LISTON 27cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Opis produktu

Profesjonalny **odcinacz kostny STILLE-LISTON 27 cm**, wyposażony w **mechanizm dźwigniowy**, który znacząco zwiększa siłę cięcia, redukując wysiłek użytkownika. Ten specjalistyczny instrument jest przeznaczony do zabiegów ortopedycznych, urazowych i rekonstrukcyjnych. Wykonany z wysokiej jakości **stali nierdzewnej klasy medycznej**, zapewnia precyzję, trwałość i stabilność podczas pracy.

Odcinacz kostny posiada przekładnię dźwigniową dzięki czemu zostaje zwiększona siła cięcia. Przekładnia dźwigniowa znacznie redukuje wysiłek występujący podczas cięcia - korzystanie z tego odcinacza wymaga znacznie mniejszego nakładu sił.

Najważniejsze cechy produktu

- **Długość całkowita:** 27 cm
- **Przekładnia dźwigniowa** - zwiększona efektywność cięcia
- **Wytrzymałe, precyzyjne ostrza** do cięcia struktur kostnych
- **Medyczna stal nierdzewna** - odporność na korozję i zużycie
- **Ergonomiczna konstrukcja** zapewniająca pewny i wygodny chwyt
- **Wielokrotna sterylizacja możliwa bez utraty jakości**
- Idealny do profesjonalnego zastosowania chirurgicznego

Zastosowanie

Narzędzie sprawdzi się w trakcie:

- zabiegów ortopedycznych
- procedur urazowych
- precyzyjnego odcinania i cięcia kości

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: prosty , zagięty

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl