

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszcze-do-przycinania-zebow-gryzoni-20cm-p-146.html>



Kleszcze do przycinania zębów gryzoni, 20cm

Cena brutto **54,64 zł**

Cena netto **44,42 zł**

Opis produktu

☐☐☐☐ Kleszcze do przycinania zębów gryzoni

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszcze do przycinania zębów gryzoni, które wykonane jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ **Narzędzie dedykowane gabinetom weterynaryjnym, hodowcom oraz opiekunom małych zwierząt.**

☐☐ Opis produktu

☐☐ Kleszcze do przycinania zębów gryzoni to precyzyjne narzędzie stosowane przez lekarzy weterynarii do korekcji przerostów siekaczy u takich zwierząt jak: króliki, chomiki, świnki morskie czy szczury.

Narzędzie wykonane ze **stali nierdzewnej klasy medycznej**, zapewniającej trwałość, odporność na korozję i możliwość wielokrotnej sterylizacji.

☐☐ Parametry techniczne

- ☐☐ **Rodzaj:** kleszcze do przycinania zębów gryzoni
- ☐☐ **Materiał:** stal nierdzewna (medical grade)
- ☐☐ **Przeznaczenie:** korekta przerostów zębów siecznych u gryzoni
- ☼ Narzędzie wielorazowe
- ☐☐ Przystosowane do sterylizacji parowej i chemicznej

☐☐ Zastosowanie

Idealne do gabinetów weterynaryjnych oraz opieki nad małymi zwierzętami:

- ☐☐ króliki
- ☐☐ chomiki
- ☐☐ myszy i szczury
- ☐☐ świnki morskie
- ☐☐ jeże hodowlane

☐☐ Zalety produktu

- ☐ Wysoka precyzja cięcia
- ☐☐ Solidne, pewne trzymanie
- ☐☐ Minimalizacja urazów tkanek
- ☐☐ Profesjonalna jakość zgodna z normami weterynaryjnymi
- ☐☐ Długa żywotność i odporność na zużycie

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl