
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszcze-do-przycinania-zebow-gryzoni-dlugosc-20cm-p-146.html>



Kleszcze do przycinania zębów gryzoni, długość 20cm

Cena brutto **54,64 zł**

Cena netto **44,42 zł**

Opis produktu

📦📦📦 Kleszcze do przycinania zębów gryzoni

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszcze do przycinania zębów gryzoni, które wykonane jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

📦📦 Narzędzie dedykowane gabinetom weterynaryjnym, hodowcom oraz opiekunom małych zwierząt.

📦📦 Opis produktu

📦📦 Kleszcze do przycinania zębów gryzoni to precyzyjne narzędzie stosowane przez lekarzy weterynarii do korekcji przerostów siekaczy u takich zwierząt jak: króliki, chomiki, świnki morskie czy szczury.

Narzędzie wykonane ze **stali nierdzewnej klasy medycznej**, zapewniającej trwałość, odporność na korozję i możliwość wielokrotnej sterylizacji.

📦📦 Parametry techniczne

- 📦📦 **Rodzaj:** kleszcze do przycinania zębów gryzoni
- 📦📦 **Materiał:** stal nierdzewna (medical grade)
- 📦📦 **Przeznaczenie:** korekta przerostów zębów siecznych u gryzoni
- 🔄📦📦 Narzędzie wielorazowe
- 📦📦 Przystosowane do sterylizacji parowej i chemicznej

📦📦 Zastosowanie

Idealne do gabinetów weterynaryjnych oraz opieki nad małymi zwierzętami:

- 📦📦 króliki
 - 📦📦 chomiki
 - 📦📦 myszy i szczury
 - 📦📦 świnki morskie
 - 📦📦 jeże hodowlane
-

☐☐ Zalety produktu

- ☐ Wysoka precyzja cięcia
- ☐☐ Solidne, pewne trzymanie
- ☐☐ Minimalizacja urazów tkanek
- ☐☐ Profesjonalna jakość zgodna z normami weterynaryjnymi
- ☐☐ Długa żywotność i odporność na zużycie

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl