

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszcze-do-trzymania-kosci-urlich-wybor-rozmiarow-18cm-23cm-p-147.html>



Kleszcze do trzymania kości URLICH - (wybór rozmiarów: 18cm, 23cm,)

Cena brutto

171,72 zł

Cena netto

159,00 zł

Opis produktu

Kleszcze do trzymania kości URLICH

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszcze do trzymania kości URLICH; które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej.

Kleszczyki do trzymania kości Ulricha idealnie nadają się do chwytania i manipulowania kością lub jej segmentami. Unikalna konstrukcja tego instrumentu obejmuje blokadę prędkości, a także lekko uzębrowane szczęki, które zwiększają zdolność mocnego trzymania kości. Dodatkowo rękojeść tych kleszczyków jest lekko żebrowana, co zwiększa chwyt, aby umożliwić skuteczne trzymanie podczas całej procedury.

Kościotrzymacz URLICH dostępny jest w 3 różnych długościach o różnej szerokości szczęk.

Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość:: 18.0cm , 23.0cm