

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszcze-ekstrakcyjne-klein-do-zebow-mlecznych-nr-7-do-dolnych-korzeni-i-siekaczy-p-182.html>



Kleszcze ekstrakcyjne KLEIN do zębów mlecznych, nr 7, do dolnych korzeni i siekaczy

Cena brutto	31,00 zł
Cena netto	28,70 zł

Opis produktu

☐☐ Kleszcze ekstrakcyjne KLEIN dla dzieci, nr 7

Kleszcze stomatologiczne do dolnych korzeni i siekaczy

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszcze ekstrakcyjne KLEIN dla dzieci, nr 7, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Opis produktu

Kleszcze ekstrakcyjne **KLEIN nr 7** zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o małych pacjentach. Dzięki kompaktowej budowie oraz precyzyjnie uformowanym końcówkom umożliwiają **bezpieczne, pewne i delikatne** usuwanie zębów mlecznych oraz wybranych zębów stałych.

Wykonane z wysokogatunkowej **stali nierdzewnej**, gwarantują trwałość, odporność na korozję i pełną zgodność z wymogami sterylizacji medycznej.

☐ Najważniejsze cechy produktu

- ☐☐ **Przeznaczenie:** Stomatologia dziecięca (pedodoncja)
- ☐☐ **Model:** Nr 7
- ☐☐ **Gabaryt:** Profil dopasowany do mniejszej anatomii jamy ustnej
- ☐☐ **Materiał:** Stal nierdzewna medyczna
- ☐ **Uchwyt:** Ergonomiczny, antypoślizgowy
- ☐☐ **Sterylizacja:** Autoklawowalne
- ☐☐ **Zastosowanie:** Gabinety stomatologiczne, chirurgia dziecięca

☐☐ Specyfikacja techniczna

Cecha	Wartość
-------	---------

☐☐ Model:	KLEIN - nr 7
------------------	--------------

-
- ☐ **Typ:** Do ekstrakcji u dzieci
 - ☐ **Materiał:** Stal nierdzewna medyczna
 - ☐ **Uchwyt:** Ergonomiczny, antypoślizgowy
 - ☐ **Sterylizacja:** Autoklaw
 - ☐ **Zastosowanie:** Stomatologia dziecięca
-

☐☐ Zastosowanie

- ✓ Ekstrakcja zębów mlecznych
- ✓ Ekstrakcja wybranych zębów stałych u dzieci
- ✓ Stomatologia zachowawcza i chirurgiczna
- ✓ Praktyka gabinetowa i nauka studentów pedodontyki

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.

C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl