
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszcze-wolff-do-odginania-gipsu-wybor-rozmiarow-18cm-24cm-p-551.html>



Kleszcze WOLFF do odginania gipsu - (wybór rozmiarów: 18cm, 24cm)

Cena brutto

86,40 zł

Cena netto

80,00 zł

Opis produktu

☐☐ Kleszcze WOLFF do odginania gipsu

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu Kleszcze do odginania gipsu WOLFF, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐☐ Narzędzie ortopedyczne do korekty i zdejmowania opatrunków gipsowych

☐☐ Kleszcze **WOLFF** to precyzyjne narzędzie stosowane w ortopedii do **odginania, korygowania oraz nacinania opatrunków gipsowych**. Dzięki solidnej konstrukcji i ergonomicznym uchwytom zapewniają pewny chwyt oraz pełną kontrolę podczas pracy.

☐ Najważniejsze cechy produktu

☐☐ **Długość:** 18cm, 24cm

☐☐ **Zastosowanie:** odginanie i korekta gipsu

☐☐ **Materiał:** stal nierdzewna medyczna

☐☐ **Sterylizacja:** możliwa w autoklawie

☐☐ Ergonomiczny, stabilny chwyt

⚙ Mocna konstrukcja odporna na odkształcenia

☐☐ Wysoka odporność na korozję i uszkodzenia

☐☐ Idealne do pracowni gipsowych oraz oddziałów ortopedycznych

☐☐ Zastosowanie

Kleszcze WOLFF doskonale sprawdzą się:

-
- ✓ w ortopedii
 - ✓ w chirurgii urazowej
 - ✓ na oddziałach i w pracowniach gipsowych
 - ✓ przy zdejmowaniu i modyfikacji opatrunków gipsowych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 18cm , 24cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

