
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-babcock-tetnicze-wybor-rozmiarow-135cm-16cm-p-188.html>

Kleszczyki BABCOCK tętnicze - (wybór rozmiarów: 13.5cm, 16cm)

Cena brutto	21,49 zł
Cena netto	19,90 zł

Opis produktu

Kleszczyki BABCOCK tętnicze

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki tętnicze BABCOCK, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Kleszczyki tętnicze są narzędziami chirurgicznymi służącymi do zamykania pękniętych naczyń krwionośnych

W naszym sklepie mogą Państwo także zakupić inne kleszczyki naczyniowe tj.:

[BABY-MIXTER](#), [CRILE](#), [DANDY](#), [GEMINI](#), [HARTMANN](#), [HEISS](#), [KELLY](#), [LERICHE](#), [MOSQUITO-DANDY](#), [HALSTEAD-MOSQUITO](#), [MICRO-MOSQUITO](#), [OVERHOLT-MIXTER](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Mniejsze kleszcze Kelly mogą być używane do delikatniejszej pracy. Jeszcze mniejsze szczypce zwane również zaciskami Halsteda, mogą zamykać jeszcze drobniejsze naczynia krwionośne. Kleszczyki Crile, znane również jako kleszcze Pean, posiadają ząbkowane końcówki, które, nieco wbrew intuicji, powodują mniejsze uszkodzenie delikatnej tkanki niż gładkie lub kreskowane powierzchnie chwytające znajdujące się na innych zaciskach. Kleszczyki pod kątem prostym używają wygiętej końcówki, aby dotrzeć do naczyń krwionośnych zablokowanych przez inne tkanki.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 13.5cm, 6mm , 16cm, 8mm