

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-do-jezyka-collin-165cm-hemostatyczne-p-200.html>



Kleszczyki do języka COLLIN 16.5cm, hemostatyczne

Cena brutto

21,49 zł

Cena netto

19,90 zł

Opis produktu

Kleszczyki do języka COLLIN 16.0cm, hemostatyczne

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki COLLIN 16.0cm, hemostatyczne, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Kleszcze Collin stosuje się podczas zabiegów do chwytania organów i tkanek m.in. tkanek (płucnej, żołądka, jelit, itd.), do zabezpieczenia języka u pacjentów, którzy są pod wpływem narkozy lub są nieprzytomni, do piercingu. (jako tzw. językotrzymacz). Instrument posiada rowkowaną powierzchnię chwytającą dzięki czemu nie będą się przesuwać na tkankach oraz dobrze uchwycą każdy przedmiot.

Parametry kleszczyków COLLIN 16.0cm

- długość 16 cm
- typ - Collin
- okienkowe
- zamknięcie pierścieniowe zapadkowe
- ząbkowany styl powierzchni roboczej
- niesterylne
- wielokrotnego użytku

Zalety kleszczyków do języka Collin

- wysoka jakość wykonania z stali nierdzewnej
- ryflowane końcówki powodują komfortowe chwytanie
- narzędzie wyważone a uchwyty dopasowane do ręki
- możliwość sterylizacji w autoklawie zgodnie z warunkami sterylizacji

Kleszczyki Collin okienkowe należą do grupy kleszczy wykorzystywanych w chirurgii ogólnej (przeważnie chirurgii jamy ustnej i gardła).

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 13485:2012, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.