

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-crile-140cm-naczyniowe-p-202.html>



Kleszczyki CRILE 14.0cm, naczyniowe

Cena brutto **15,00 zł**

Cena netto **13,89 zł**

Opis produktu

Kleszczyki CRILE 14cm, naczyniowe

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu Kleszczyki CRILE, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Profesjonalne **kleszczyki CRILE 14.0 cm** to niezawodne narzędzie chirurgiczne przeznaczone do **zaciskania naczyń krwionośnych, chwytania tkanek i utrzymywania szwów podczas zabiegów**.

Charakteryzują się **ząbkowanymi końcówkami** i **precyzyjnym mechanizmem blokującym**, który gwarantuje pewny chwyt oraz bezpieczeństwo pracy. Wykonane są z **wysokogatunkowej stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję i w pełni przystosowanej do **sterylizacji w autoklawie**.

Dzięki uniwersalnej długości i prostemu kształtowi, kleszczyki CRILE znajdują szerokie zastosowanie w **chirurgii, weterynarii, stomatologii oraz kosmetologii**.

Specyfikacja techniczna

Cecha

Opis

Długość całkowita: 14.0 cm

Materiał: Stal nierdzewna chirurgiczna

Kształt: Proste lub zagięte

Końcówki: Ząbkowane – pewny i stabilny chwyt

Sterylizacja: Tak – autoklaw / środki chemiczne

Zastosowanie: Chirurgia, stomatologia, weterynaria, kosmetologia

Stan: Nowy

Najważniejsze cechy produktu

Cechy

Opis

-
- ☐ **Stal nierdzewna chirurgiczna:** Trwałość, odporność na korozję i dezynfekcję
 - ☐ **Ząbkowane końcówki:** Zapewniają pewny i stabilny chwyt tkanek
 - ☐ **Prosty kształt:** Uniwersalne zastosowanie i wygoda pracy
 - ☐ **Długość 14 cm:** Optymalny rozmiar do precyzyjnych zabiegów
 - ☞ **Sterylizowalne:** Przystosowane do autoklawowania i dezynfekcji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: proste , zagięte

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

