

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/kleszczyki-dandy-140cm-wygiete-naczyniowe-p-204.html>



Kleszczyki DANDY 14.0cm, wygięte, naczyniowe

Cena brutto **15,01 zł**

Cena netto **13,90 zł**

Opis produktu

Kleszczyki DANDY 14.0cm, wygięte, naczyniowe

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kleszczyki DANDY 14.0cm, wygięte, naczyniowe, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Opis produktu

Kleszczyki **DANDY 14 cm** to precyzyjne narzędzie używane w chirurgii, neurochirurgii, stomatologii oraz zabiegach ambulatoryjnych. Ich konstrukcja umożliwia pewny i precyzyjny chwyt tkanek lub materiałów zabiegowych. Wykonane z **wysokiej jakości stali nierdzewnej**, są odporne na korozję i przystosowane do **wielokrotnej sterylizacji**.

Specyfikacja techniczna

Cecha

Opis

Długość całkowita: 14 cm

Materiał: Stal nierdzewna chirurgiczna

Zastosowanie: Zabiegi chirurgiczne, neurochirurgiczne, ambulatoryjne

Sterylizacja: Autoklaw / dezynfekcja chemiczna

Uchwyt: Precyzyjny, stabilny, antypoślizgowy

Stan produktu: Nowy

Najważniejsze cechy

Cechy

Opis

Stal nierdzewna: Trwała, odporna na rdzę i dezynfekcję

Długość 14 cm: Idealna do precyzyjnych zabiegów

Ergonomiczny kształt: Wygodne, pewne prowadzenie

Sterylizowalne: W pełni przystosowane do autoklawu

Profesjonalne zastosowanie: Chirurgia, stomatologia, weterynaria

W naszym sklepi mogą Państwo także zakupić inne kleszczyki naczyniowe tj.:

[PEAN](#), [KOCHER](#), [BABY-MIXTER](#), [CRILE](#), [DANDY](#), [GEMINI](#), [HARTMANN](#), [HEISS](#), [KELLY](#), [LERICHE](#), [MOSQUITO-DANDY](#), [HALSTEAD-MOSQUITO](#), [MICRO-MOSQUITO](#), [OVERHOLT-MIXTER](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl